

ROTO SILENTA 630 RS



Inhalt des Dokuments / content of the document

طريقة الاستعمال (AR)

Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories

طريقة الاستعمال

ROTO SILENTA 630 RS



ترجمة طريقة الاستعمال الأصلية



© 2022 - جميع الحقوق محفوظة لصالح

Andreas Hettich GmbH & Co. KG

Föhrenstraße 12

D-78532 توتلينغين/ألمانيا

الهاتف: +49 (0) 7461/705-0

الفاكس: +49 (0) 7461/705-1125

البريد الإلكتروني: info@hettichlab.com, service@hettichlab.com

الإنترنت: www.hettichlab.com

6	1	بخصوص هذا المستند.
6	1.1	استخدام هذا المستند.
6	1.2	تعليمات النوع.
6	1.3	الرموز والعلامات في هذا المستند.
6	2	الأمان.
6	2.1	الغرض المحدد.
7	2.2	متطلبات للأفراد.
7	2.3	مسؤولية المشغل.
8	2.4	تعليمات الأمان.
10	3	نظرة عامة على الجهاز.
10	3.1	البيانات الفنية.
13	3.2	التسجيل الأوروبي.
13	3.3	ملصقات مهمة على العبوة.
14	3.4	ملصقات مهمة على الجهاز.
15	3.5	عناصر التحكم والشاشة.
15	3.5.1	التحكم.
15	3.5.2	عناصر الشاشة.
16	3.5.3	عناصر التحكم.
18	3.6	قطع الغيار الأصلية.
18	3.7	نطاق التسليم.
19	3.8	الإعادة.
19	4	النقل والتخزين.
19	4.1	ظروف النقل والتخزين.
20	5	التثبيت.
20	5.1	تفريغ جهاز الطرد المركزي.
21	5.2	تركيب وربط جهاز الطرد المركزي.
22	5.3	تبدال أجهزة الطرد المركزي وإيقافها.
23	6	التشغيل.
23	6.1	افتح الغطاء وأغلقه.
23	6.2	إزالة الدوار وتثبيته.
24	6.3	إدراج وإزالة عمود التعليق.
25	6.4	إدراج وإزالة المهابئ.
25	6.5	تحميل.
27	6.6	فتح وإغلاق نظام الأمان الحيوي.
27	6.6.1	التوضيح.
27	6.6.2	غطاء مع قفل الجهد.
28	6.7	تعليمات التعبئة HettLiner.
29	6.8	الطرد المركزي.
29	6.8.1	الطرد المركزي في عملية مستمرة.
30	6.8.2	الطرد المركزي مع تأخير زمني.
30	6.8.3	قم بتغيير الإعدادات في أثناء الطرد المركزي.
30	6.9	وظيفة التوقف السريع.

31	تشغيل البرمجيات	7
31	7.1 مفتاح التبديل	
31	7.2 معلمات الطرد المركزي	
31	7.2.1 معلمات البدء والإيقاف	
32	7.2.2 مدة التشغيل	
32	7.2.3 سرعة الدوران دورة في الدقيقة	
32	7.2.4 تسجيل التأكيد المتكامل	
32	7.2.5 درجة الحرارة	
32	7.2.6 تسارع الطرد المركزي النسبي، تأكيد التسجيل	
33	7.2.7 ضبط تسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)	
33	7.2.8 الطرد المركزي للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى من 1.2 كجم/دم ³	
33	7.2.9 نصف القطر للطرد المركزي	
33	7.3 البرمجة	
33	7.3.1 طلب البرنامج أو تحميله	
34	7.3.2 أدخل البرنامج أو قم بتغييره	
34	7.3.3 ذاكرة تخزين مؤقت تلقائية	
34	7.4 اكتشاف العنصر الدوار	
34	7.5 التبريد (لأجهزة الطرد المركزي مع التبريد)	
34	7.5.1 ملاحظات على التبريد	
34	7.5.2 التبريد الاحتياطي	
34	7.5.3 التبريد المسبق للعنصر الدوار	
35	7.6 التسخين (لأجهزة الطرد المركزي مع التسخين)	
35	7.7 قائمة الآلة	
35	7.7.1 معلومات نظام الاستعلام	
36	7.7.2 الاستعلام عن ساعات العمل	
36	7.7.3 إشارة صوتية	
36	7.7.3.1 عام	
36	7.7.3.2 ضبط الإشارة الصوتية	
36	7.7.4 يتم عرض بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل	
37	7.7.5 إعداد التاريخ والوقت	
37	7.8 اختصارات البرنامج	
37	7.8.1 ربط البرامج أو تغيير رابط البرنامج	
38	7.8.2 تشغيل الطرد المركزي برابط البرنامج	
38	7.8.3 حذف روابط البرنامج	
38	8 التنظيف والرعاية	
38	8.1 جدول النظرة العامة	
39	8.2 تعليمات التنظيف والتطهير	
40	8.3 التنظيف	
40	8.4 التعقيم	
41	8.5 الصيانة	
42	9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	
42	9.1 وصف الأخطاء	
43	9.2 قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي	
43	9.3 الإصدار في حالة الطوارئ	

44	التصرف	10
44	10.1 ملاحظات عامة	
46	الفهرس	11

1 بخصوص هذا المستند

1.1 استخدام هذا المستند

- يجب قراءة هذا المستند بالكامل وبإعتناء قبل استخدام الجهاز لأول مرة.
- يجب مراعاة ملفات التعليمات المرفقة الأخرى عند الضرورة.
- يعد هذا المستند جزءاً من الجهاز ويجب وضعه في مكان يسهل الوصول إليه.
- أرفق هذا المستند عند منح الجهاز إلى طرف ثالث.
- يمكن العثور على الإصدار الحالي من المستند باللغات المتاحة على الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة: [/https://www.hettichlab.com/de/download-center](https://www.hettichlab.com/de/download-center)

1.2 تعليمات النوع

تستخدم صيغة المذكر والمؤنث من أجل سهولة القراءة. ومن أجل المساواة في التعامل، تنطبق الشروط المعنية على الجنسين ولا تنطوي على أي تقييم.

1.3 الرموز والعلامات في هذا المستند

تستخدم التسميات التالية في هذا المستند لتوضيح بيانات الإجراءات والنتائج والقوائم والمراجع والعناصر الرموز العامة الأخرى:

العلامة	التوضيح
1. 2. 3. ...	تعليمات العمل خطوة بخطوة
➔	نتائج خطوات العمل
➔	إحالات لأقسام من المستند والوثائق المستخدمة
■ ...	قوائم بدون تسلسل محدد
[الأزرار]	عناصر التشغيل (مثل: الأزرار، المفاتيح)
«الشاشة»	عناصر الشاشة (مثل: مصابيح الإشارة، عناصر الشاشة)

2 الأمان

2.1 الغرض المحدد

الغرض المحدد

الجهاز الحالي عبارة عن جهاز طرد مركزي مخبري مناسب للاستخدامات الطبية. يتمثل الغرض العلاجي المحدد الحصري له في الطرد المركزي للدم في أنظمة أكياس الدم. تنقل مكونات الدم المفصولة من جهاز آخر (فاصل) إلى أكياس تابعة مناسبة. تُستخدم بعد ذلك المكونات الفردية التي تم الحصول عليها خلال عمليات نقل الدم أو نقل الدم الذاتي. غير مسموح بتشغيل جهاز الطرد المركزي إلا على يد موظفين مؤهلين في خدمات التبرع بالدم أو المستشفيات. إن جهاز الطرد المركزي مخصص فقط للاستخدامات المذكورة أعلاه. أي استخدام آخر أو استخدام يتجاوز هذا يعتبر استخداماً غير صحيح. إن شركة Andreas Hettich GmbH & Co. KG غير مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن ذلك. يتضمن الاستخدام المقصود أيضاً مراعاة جميع التعليمات الواردة في دليل التشغيل والامتنال لفترات الفحص والصيانة.

ليس الغرض المحدد

- أجهزة الطرد المركزي غير مناسبة للاستخدام في الأجواء المعرضة للانفجار أو الإشعاع أو الملوثة بيولوجياً أو كيميائياً.
- عند الطرد المركزي للمواد الخطرة أو مخاليط المواد السامة أو المشعة أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، يجب على المستخدم اتخاذ التدابير المناسبة.
- توصي الشركة المصنعة بصفة عامة باستخدام أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة فقط مع المواد الخطرة.
- بالنسبة لمواد مجموعة المخاطر 3 و4، استخدم أنابيب الطرد المركزي القابلة للغلق مع نظام السلامة الحيوية.
- لا توصي الشركة المصنعة باستخدام الطرد المركزي مع المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار.
- لا توصي الشركة المصنعة باستخدام الطرد المركزي مع المواد التي تتفاعل كيميائياً مع بعضها بطاقة عالية.

سوء الاستخدام المتوقع

في إطار الغرض المحدد، توصي الشركة المصنعة بالاعتصام على استخدام المحلقات الموردة منها. لا تستخدم جهاز الطرد المركزي إلا تحت إشراف.

2.2 متطلبات للأفراد

المؤهل اللازم

لقد قرأ المستخدم تعليمات الاستخدام بالكامل وتعرف على الجهاز.

إرشاد

تلف الجهاز بسبب أفراد غير مصرح لهم

- يتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة التدخلات والتعديلات على المعدات بسبب أشخاص غير مصرح لهم وسيؤدي ذلك إلى فقدان جميع مطالبات الضمان والمسؤولية.

مستخدم مدرب

يتم تعليم المستخدم أو تدريبه في مجال المختبر ويكون قادرًا على تنفيذ العمل الموكل إليه والتعرف على المخاطر المحتملة وتجنبها بشكل مستقل.

معدات الحماية الشخصية

يزيد نقص معدات الحماية الشخصية أو عدم ملاءمتها من خطر الإضرار بالصحة والإصابة.

- لا تستخدم إلا معدات الحماية الشخصية التي تكون في حالة مناسبة.
- لا تستخدم إلا معدات الحماية الشخصية التي تلائم الفرد (من حيث الحجم على سبيل المثال).
- اتبع التعليمات حول معدات الحماية الإضافية لأنشطة محددة.

2.3 مسؤولية المشغل

اتبع التعليمات الواردة في هذا المستند من أجل الاستخدام السليم والأمن للجهاز. احتفظ بتعليمات الاستخدام للرجوع إليها مستقبلاً.



توفير المعلومات

- سوف يساعد اتباع التعليمات في هذا المستند في:
 - منع مواقف الخطر.
 - تقليل تكاليف الإصلاح وأوقات التوقف عن العمل إلى أقل قدر.
 - زيادة الموثوقية وعمر خدمة الجهاز.
- إن المشغل مسؤول عن الامتثال للوائح الشركة والمعايير والقوانين الوطنية.
- انظر في مراجعة المستند والاحتفاظ بها بشكل منفصل عن المستند. يمكن استبدال المستند بالمراجعة الصحيحة في حالة فقدانها.
- احتفظ بتوفر تعليمات التشغيل في مكان استخدام الجهاز.
- انقل تعليمات التشغيل إلى المشتري في حالة بيع الجهاز.

يمكن أن يؤدي نقص المعرفة عند العمل بالمعدات إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.
 ■ أرشد الموظفين وفقاً للتعليمات في مهامهم والمخاطر التي تنطوي عليها.

2.4 تعليمات الأمان

الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة والحوادث التي يجب الإبلاغ عنها

في حالة وقوع حوادث خطيرة أو حوادث يجب الإبلاغ عنها تتعلق بالجهاز أو ملحقاته، يجب الإبلاغ عنها إلى الشركة المصنعة، وإذا لزم الأمر، إلى السلطة المختصة التي يقيم فيها المستخدم و/أو المريض.



خطر

خطر التلوث بالنسبة للمستخدم بسبب عدم كفاية التنظيف أو عدم اتباع تعليمات التنظيف.



- اتبع تعليمات التنظيف.
- ارتد معدات الحماية عند تنظيف الجهاز.
- اتبع لوائح المعمل (مثل: القواعد الفنية لمواد العمل البيولوجية، قانون الحماية من العدوى، خطة النظافة الصحية) عند التعامل مع العوامل البيولوجية.

خطر

أخطار الحريق والانفجار بسبب المواد الخطرة في العينات.

- اتبع اللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة للتعامل مع المواد الكيميائية والمواد الخطرة.
- لا تستخدم مواد كيميائية عدوانية (على سبيل المثال: المستخلصات الخطرة والمسببة للتآكل مثل الكلوروفورم، الأحماض القوية).



تحذير

المخاطر الناتجة عن الصيانة غير الكافية أو غير المنتظمة في موعدها.

- التزم بفترات الصيانة.
- افحص الجهاز للتأكد من خلوه من التلف أو الأعطال.
- في حالة وجود تلف أو عيوب واضحة، أوقف تشغيل الجهاز وأبلغ فني الخدمة.



تحذير

خطر حدوث صدمة كهربائية نتيجة دخول الماء أو السوائل الأخرى.

- احم الجهاز من السوائل من الخارج.
- لا تصب أي سوائل إلى داخل الجهاز.
- نفذ النقل مع استخدام عبوة النقل الأصلية.



تحذير



التلوث بالمواد الخطرة ومخاليط المواد!

يجب مراعاة التدابير التالية بالنسبة للمواد ومخاليط المواد السامة والمشعة و/أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض:

- كقاعدة عامة، لا تستخدم إلا أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة.
- بالنسبة لمواد مجموعة المخاطر 3 و4، استخدم أنابيب الطرد المركزي القابلة للغلق مع نظام السلامة الحيوية.
- بدون استخدام نظام السلامة الحيوية، فالجهاز ليس محكمًا من الناحية الميكروبيولوجية وفقًا لمعيار EN / IEC 61010-2-020.
- اتصل بالشركة المصنعة عند الحاجة.

تحذير



خطر الإصابة وتلف الجهاز بسبب العنصر الدوار المفكوك.

- عند تركيب العنصر الدوار، يجب أن يكون محرك عمود العنصر الدوار مثبتًا بشكل صحيح في أذود الدوار.
- اربط الصامولة يدويًا من أجل تثبيت العنصر الدوار.
- افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
- التزم بفترات الصيانة.

احترس



خطر الإصابة بسبب العنصر الدوار المتناوب.

- إذا تم تحريك العنصر الدوار يدويًا، فقد يعلق الشعر الطويل وقطع الملابس في العنصر الدوار.
- اربط الشعر الطويل.
- لا تسمح بتعليق قطع الملابس في حجرة الدوران.

إرشاد



تلف إلكترونيات الجهاز بسبب الجهد أو التردد غير الصحيح عند قاطع دائرة الجهاز.

- شغل الجهاز بجهد التيار الكهربائي الصحيح وتردد التيار الكهربائي.
- يمكن العثور على القيمة في البيانات الفنية وعلى لوحة الاسم.

إرشاد



تلف الوحدة والعينات بسبب الإنهاء المبكر للبرنامج.

- يحدث الإنهاء المبكر للبرنامج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، أو إيقاف التشغيل في أثناء تشغيل البرنامج، أو سحب قابس الطاقة.
- لا توقف تشغيل الجهاز في أثناء تشغيل البرنامج.
- لا تشغل الجهاز في حالة الطوارئ في أثناء تشغيل البرنامج.
- لا تسحب قابس الطاقة في أثناء تشغيل البرنامج.


3 نظرة عامة على الجهاز

3.1 البيانات الفنية

Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen			الشركة المصنعة
ROTO SILENTA 630 RS			الطراز
5005-90	5005-80	5005-50, 5005	النوع
400 فولت 3 ~ +			جهد الشبكة الرئيسية (±10%)
50-60 هرتز			تردد الشبكة
6600 فولت أمبير	9400 فولت أمبير	9700 فولت أمبير	الحمل الموصل
9.5 أمبير	13.5 أمبير	14 أمبير	استهلاك التيار
R452A			المبرد
12000 مل			السعة القصوى
1.2 كغم/دم ³			أقصى كثافة مسموح بها
6000			سرعة الدوران القصوى (الدورة في الدقيقة)
6520			أقصى تسارع (تسارع الطرد المركزي النسبي)
215000 نيوتن متر			الطاقة الحركية القصوى
نعم			الالتزام بالفحص (قواعد التأمين الألماني القانوني على الحوادث 100-500) (لا يسري إلا في ألمانيا)
الظروف البيئية (EN / IEC 61010-1):			
في المساحات الداخلية فقط			الموقع
ما يصل حتى 2000 م فوق الصفر العادي			الارتفاع
5 درجات مئوية حتى 40 درجة مئوية			درجة حرارة الوسط
أقصى رطوبة نسبية للهواء 80 % لدرجات الحرارة حتى 31 درجة مئوية، تتناقص خطياً حتى 50 % رطوبة الهواء النسبية عند 40 درجة مئوية.			رطوبة الهواء
II			فئة الجهد الزائد (المفوضية الدولية الكهروتقنية 443-4-60364)
2			درجة التلوث
I			مستوى حماية الجهاز
غير مناسبة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.			

التوافق الكهرومغناطيسي		
EN / IEC 61326-1 المستوى ب	الانبعاث التداخلي، المناعة التداخلية	
≤56 ديسيبل (أمبير)	≤62 ديسيبل (أمبير)	مستوى الضجيج (يعتمد على الدوران)
الأبعاد:		
813 ملم		العرض
1050 ملم	1015 ملم	العمق
973 ملم		الارتفاع
حوالي 306 كغم	حوالي 367 كغم	الوزن
Andreas Hettich GmbH & Co. KG, D-78532 Tuttlingen		الشركة المصنعة
ROTO SILENTA 630 RS		الطراز
5005-08		النوع
PE+ (N+) ~3 %10-/6+ فولت 208-220		جهد الشبكة الرئيسية (±10%)
50-60 هرتز		تردد الشبكة
9000 فولت أمبير		الحمل الموصل
25 أمبير		استهلاك التيار
R452A		المبرد
12000 مل		السعة القصوى
1.2 كغم/دم ³		أقصى كثافة مسموح بها
6000		سرعة الدوران القصوى (الدورة في الدقيقة)
6498		أقصى تسارع (تسارع الطرد المركزي النسبي)
215000 نيوتن متر		الطاقة الحركية القصوى
نعم		الالتزام بالفحص (قواعد التأمين الألماني القانوني على الحوادث 100-500) (لا يسري إلا في ألمانيا)
الظروف البيئية (EN / IEC 61010-1):		
في المساحات الداخلية فقط		الموقع
ما يصل حتى 2000 م فوق الصفر العادي		الارتفاع

5 درجات مئوية حتى 30 درجة مئوية	درجة حرارة الوسط
أقصى رطوبة نسبية للهواء 80 % لدرجات الحرارة حتى 31 درجة مئوية، تتناقص خطيًا حتى 50 % رطوبة الهواء النسبية عند 40 درجة مئوية.	رطوبة الهواء
II	فئة الجهد الزائد (المفوضية الدولية الكهروتقنية 443-4-60364)
2	درجة التلوث
I غير مناسبة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار.	مستوى حماية الجهاز
التوافق الكهرومغناطيسي	
EN / IEC 61326-1 المستوى ب	الانبعاث التداخلي، المناعة التداخلية
62 ≤ ديسيبل (أمبير)	مستوى الضجيج (يعتمد على الدوران)
الأبعاد:	
813 ملم	العرض
1015 ملم	العمق
973 ملم	الارتفاع
حوالي 401 كغم	الوزن



لوحة الاسم

صورة 1: لوحة الاسم

- 1 رقم العنصر
- 2 الرقم التسلسلي
- 3 المراجعة
- 4 رقم المعدة
- 5 كود مصفوفة البيانات
- 6 ربما وضع العلامات على ما إذا كان جهازًا طبيًا أو جهاز تشخيص داخل المختبر
- 7 رقم عنصر التجارة العالمي (GTIN)
- 8 تاريخ التصنيع

- 9 الرقم التسلسلي
- 10 ربما علامة التوافق الأوروبية
- 11 بلد التصنيع
- 12 تاريخ التصنيع
- 13 تردد الشبكة
- 14 الطاقة الحركية القصوى
- 15 أقصى كثافة مسموح بها
- 16 عنوان الشركة المصنعة
- 17 ربما ضغط دائرة المبرد
- 18 ربما كمية التعبئة بالمبرد
- 19 ربما نوع المبرد
- 20 الدورات في الدقيقة
- 21 قيم الأداء
- 22 جهد الشبكة الرئيسية
- 23 ربما وصف الجهاز
- 24 شعار الشركة المصنعة

3.2 التسجيل الأوروبي

موافقة الجهاز

موافقة الجهاز وفقاً للتوجيهات الأوروبية

الجهة المخطرة:

CE 0483 mdc medical device certification GmbH – الجهة المخطرة CE 0483

الهاتف: +49 (0) 253597 711

الفاكس: +49 (0) 258597 711

البريد الإلكتروني: mdc@mdc-ce.de

الموقع الإلكتروني: www.mdc-ce.de

العنوان: Kriegerstraße 6, D-70191 Stuttgart; Deutschland



رقم التسجيل المنفرد: DE-MF-000010680

رقم التسجيل المنفرد


Basic-UDI-DI

تخصيص الجهاز	Basic-UDI-DI
ROTO SILENTA 630 RS (منتج طبي)	04050674010001PY
ROTO SILENTA 630 RS (تشخيص المعمل)	04050674010029A8

3.3 ملصقات مهمة على العبوة


بالأعلى

هذا هو الوضع المستقيم الصحيح لحزمة الشحن للنقل و/أو التخزين.



سلع قابلة للكسر معبأة

محتويات عبوة الشحن قابلة للكسر، لذا يجب التعامل معها بحذر.



الحماية من الرطوبة يجب أن تبقى حزمة الشحن بعيدة عن المطر وأن تبقى في وسط جاف.	
حد درجة الحرارة يجب تخزين عبوة الشحن ونقلها والتعامل معها ضمن نطاق درجة الحرارة المبين (-20 درجة مئوية حتى +60 درجة مئوية).	
حدود الرطوبة يجب تخزين عبوة الشحن ونقلها والتعامل معها ضمن نطاق درجة الرطوبة (10 درجات مئوية حتى 80 درجة مئوية).	
الحد الأقصى للمكدس على أساس عدد القطع الحد الأقصى لعدد الحزم المتطابقة التي يمكن تكديسها على أقل حزمة، حيث يشير "n" إلى عدد الحزم المسموح بها. لم يتم تضمين الحزمة الأدنى في "n".	

3.4 ملصقات مهمة على الجهاز

يجب عدم إزالة العلامات الموجودة على الجهاز أو لصقها أو تغطيتها.	
انتبه، منطقة خطر عام. قبل استخدام الجهاز، من الضروري قراءة تعليمات بدء التشغيل والتشغيل ومراعاة التعليمات المتعلقة بالسلامة!	
تحذير من المخاطر البيولوجية.	
تحذير من الأسطح العلوية الساخنة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى تلف الممتلكات وإصابة شخصية.	
اتجاه دوران العنصر الدوار. يشير اتجاه السهم إلى اتجاه دوران عنصر الدوران.	

رمز التجميع المنفصل للمعدات الكهربائية والإلكترونية، وفقاً للتوجيه EU/2012/19 (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية).
الاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي وفي النرويج وسويسرا.



مواضع مفاتيح مفاتيح القفل.




جهاز الطرد المركزي مزود بواجهة بصرية
الواجهة البصرية معلمة برمز.




يمكن التحكم في جهاز الطرد المركزي والاستعلام عن البيانات عبر الواجهة. يضيء زر [البرنامج] في أثناء اتصال البيانات.

متساوية الجهد: موصل (قابس PA) لتحقيق التعادل المحتمل (فقط لأجهزة الطرد المركزي المزودة بقابس PA).



3.5 عناصر التحكم والشاشة

3.5.1 التحكم



صورة 2: التحكم

3.5.2 عناصر الشاشة

- يضيء الزر عندما يكون الغطاء مغلقاً.



صورة 3: زر [الغطاء]

- تضيء الشاشة عند إغلاق الغطاء.



صورة 4: الشاشة «تم إغلاق الغطاء»

- تضيء الشاشة عند فتح الغطاء.



صورة 5: الشاشة «الغطاء مفتوح»

- تضيء الشاشة عندما يكون مفتاح الإغلاق في وضع الإغلاق هذا.
- تظهر الشاشة إذا تم تنشيط قفل البرنامج للاتصال التسلسلي (فقط لجهاز الطرد المركزي مع الاتصال التسلسلي)
- تظهر الشاشة إذا كان جهاز الطرد المركزي يحتوي على واجهة تسلسلية وكان جهاز الطرد المركزي متصلاً أو غير متصل.
- تضيء أضواء المؤشر عندما يدور الدوار.
- تظهر الشاشة في أثناء تشغيل الطرد المركزي ما دام أن العنصر الدوار يدور. بعد الإيقاف في حالة الطوارئ، تومض الشاشة.
- تومض الشاشة بعد الإيقاف في حالة الطوارئ.
- ضبط المعلمة المفردة. يقلل الدوران عكس عقارب الساعة القيمة. يزيد الدوران مع عقارب الساعة القيمة.
- شغل وأوقف تشغيل الجهاز.
- يشغل المفتاح الرئيسي ويوقف تشغيل وظائف مختلفة، حسب الموضع.
- نقطة ضبط درجة الحرارة، المعلمة T/°C قابل للتعديل من -20 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية، بزيادات قدرها درجة مئوية واحدة (مع خيار التدفئة/التبريد القابل للتعديل من -20 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية). أدنى درجة حرارة يمكن تحقيقها تعتمد على الدوران.
- نصف القطر للطرد المركزي المعلمات r/mm. أدخل بالمليمتر.

LOCK 1, LOCK 2

صورة 6: الشاشة [وضع مفتاح الإغلاق]

LOCK 4, LOCK 5

صورة 7: الشاشة [وضع مفتاح الإغلاق]

PC, PC

صورة 8: الشاشة [اتصال تسلسلي]



صورة 9: الشاشة «الدوران»

STOP

صورة 10: الشاشة [الإيقاف]


عناصر التحكم 3.5.3




صورة 11: [الرأس الدوار]



صورة 12: [مفتاح الشبكة]



صورة 13: [مفتاح الإغلاق]



صورة 14: زر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي]

- معلومات مراحل البدء
مستوى 9 = أقصر وقت للبدء، مستوى 1 = أطول وقت للبدء.
- معلومات وقت بدء التشغيل
يعتمد النطاق الزمني القابل للتعديل على السرعة المحددة.



صورة 15: زر [معلومات بدء التشغيل]

- مراحل الكبح، المعلومات
R = منحني كبح خطي.
B = مشابه لمنحني الكبح الأسي.
المرحلة B9، R9 = وقت تشغيل قصير، ...
المرحلة B1، R1 = وقت توقف طويل،
المستوى R0 = التوقف بدون كبح.
- معلومات وقت إيقاف التشغيل
يعتمد النطاق الزمني القابل للتعديل على السرعة المحددة.
- سرعة إيقاف تشغيل الفرامل، المعلمة n (دورة في الدقيقة)
بعد الوصول إلى هذه السرعة، يتم تنفيذ الانطلاق بدون استخدام المكابح.



صورة 16: زر [معلومات إيقاف التشغيل]

- افتح الغطاء.




صورة 17: زر [الغطاء]

- الاستعلام عن تسجيل التأكيد المتكامل، المعلمة RCF]



صورة 18: زر [RCF]

- السرعة والمعلمة "دورة في الدقيقة".
قابل للتعديل من 50 دورة في الدقيقة حتى السرعة القصوى للدوار (العنصر الدوار n-max)
- الاستعلام عن السرعة القصوى للعنصر الدوار، المعلمة n-max العنصر الدوار



صورة 19: زر [n]

- حدد مكان البرنامج، المعلمة PROG no.



صورة 20: زر [البرنامج]

- تسارع الطرد المركزي النسبي، المعلمة RCF/RZB
يمكن ضبط قيمة رقمية تعطي سرعة تتراوح بين 50 دورة في الدقيقة والسرعة القصوى للدوار (العنصر الدوار Nmax). يمكن التعديل بزيادة واحدة.
- الاستعلام عن تسجيل التأكيد للعنصر الدوار، المعلمة RCF-max-Rotor.



صورة 21: زر [RCF]

- استرجاع البرامج.

RCL

صورة 22: زر [RCL]

- ابدء تشغيل الطرد المركزي.
- قبول التغييرات في أثناء تشغيل الطرد المركزي.

START

صورة 23: زر [البدء]

- حفظ برامج. يمكن حفظ 89 برنامجًا (أماكن البرامج من 1 إلى 89).
تعمل أماكن البرنامج "----" و 90 إلى 99 كمخزن مؤقت تلقائي.
لا يمكن تخزين أي برامج في مكان البرنامج هذا.

STO

صورة 24: زر [STO]

- أوقف تشغيل الطرد المركزي.
يتوقف العنصر الدوار عند مستوى الكبح المحدد مسبقًا.

STOP

صورة 25: زر [الإيقاف]

- وقت التشغيل، المعلمة t/min:sec
المعلمة t/min: قابلة للتعديل من 1 إلى 999 دقيقة، بزيادات قدرها دقيقة واحدة.
المعلمة t/:sec قابلة للتعديل من 1 - 59 ث، بزيادات قدرها ثانية واحدة.
مدى التحمل "----:"

t

صورة 26: زر [t]

3.6 قطع الغيار الأصلية

لا تستخدم إلا قطع الغيار الأصلية من الشركة المصنعة والملحقات المعتمدة.

3.7 نطاق التسليم

يتم توفير الملحقات التالية مع جهاز الطرد المركزي:

- 1 شحم للدبابيس الداعمة
- 1 مفتاح ربط مفتوح (SW17 و SW19)
- 1 مفتاح سداسي (SW5 x 170)
- 10 أغطية للغطاء Ø12

- 3 مسامير خشب
- 3 أقراص
- قضيبان معدنيان
- 4 مسامير عريضة الرأس
- 1 تعليمات الاستخدام
- 1 ورقة تعليمات للتخلص من العبوة

- 1 ورقة تعليمات للتثبيت
- 3 أوراق بيانات البرنامج لقسم التحكم S

بالإضافة إلى الأنواع 08-5005، 80-5005، 90-5005:

- 1 تعليمات الإعداد والتثبيت

بالإضافة إلى التوريد في ألمانيا:

- 1 دفتر الفحص

يتم تضمين الدورات والملحقات المقابلة حسب الطلب.

3.8 الإعادة

من أجل الإرجاع، يجب دائمًا طلب نموذج الإرجاع الأصلي (RMA) من الشركة المصنعة. بدون نموذج الإعادة الأصلي من الشركة المصنعة، لا يمكن قبول البضائع وحجزها بشكل آمن مع الشركة المصنعة. يحتوي نموذج الإرجاع (RMA) على إعلان عدم ممانعة (UBE)، والذي يجب ملؤه بالكامل وإرفاقه مع المرتجع.

إذا تم إرجاع الجهاز و/أو الملحقات إلى الشركة المصنعة، فيجب تنظيف وتطهير المرتجعات بالكامل. إذا لم يتم تنظيف المرتجعات أو تنظيفها بشكل غير كافٍ و/أو تطهيرها بشكل غير كافٍ، فستتولى تنفيذ ذلك الشركة المصنعة وتحمل تكلفة المرسل.

يجب إرفاق أفعال النقل الأصلية لعمليات الإرجاع، انظر **الفصل 4 «النقل والتخزين»** في صفحة 19. يجب إرسال الجهاز في العبوة الأصلية.

4 النقل والتخزين

4.1 ظروف النقل والتخزين

ظروف النقل

إرشاد



تلف الجهاز بسبب عدم استخدام أفعال النقل.
- إرفاق أفعال النقل قبل نقل الجهاز.

إرشاد



تلف الجهاز بسبب التكثيف.
إذا كان هناك اختلاف في درجة الحرارة من البرودة إلى الدفء، فهناك خطر حدوث تكثيف على المكونات الكهربائية. يمكن أن يؤدي التكثيف الذي يتشكل إلى حدوث ماس كهربائي أو تدمير الإلكترونيات.
- سخّن الجهاز في غرفة دافئة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل توصيله بالتيار الكهربائي.
أو
- قم بالإحماء في غرفة باردة لمدة 30 دقيقة.

- قبل النقل، قم بتوصيل قفل النقل وافصل الجهاز عن مقياس التيار الكهربائي.
- يجب أن تكون درجة حرارة النقل بين -20 درجة مئوية و +60 درجة مئوية.
- غير مسموح بأن تتكثف الرطوبة. يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 10 % و 80 %.
- انتبه إلى وزن الجهاز.
- عند النقل باستخدام أداة النقل المساعدة (مثل عربة النقل)، يجب أن تكون أداة النقل المساعدة قادرة على حمل ما لا يقل عن 1.6 ضعف وزن نقل الجهاز.
- أمّن الجهاز من الانقلاب والسقوط في أثناء النقل.
- لا تقم أبدًا بنقل الجهاز جانبيًا أو مقلوبًا.

- يجب أن يتم تخزين الجهاز في عبوته الأصلية.
- خزن الجهاز فقط في الغرف الجافة.

ظروف التخزين

- يجب أن تكون درجة حرارة المخزن بين -20 درجة مئوية و +60 درجة مئوية.
- غير مسموح بأن تتكثف الرطوبة. يجب أن تتراوح نسبة الرطوبة بين 10 % و 80 %.

5 التثبيت


5.1 تفرغ جهاز الطرد المركزي

احترس

خطر التكسير بسبب سقوط الأجزاء من عبوة النقل.

- حافظ على توازن الجهاز في أثناء عملية التفرغ.

- افتح العبوة فقط في الأماكن المخصصة لذلك.




احترس

خطر الإصابة من رفع الأحمال الثقيلة.

- وفر عدد مناسب من المساعدين.


- راع الوزن. انظر الفصل 3.1 «البيانات الفنية» في صفحة 10.



إرشاد


تلف الجهاز بسبب الرفع غير السليم.

- لا ترفع جهاز الطرد المركزي عن طريق لوحة التحكم أو حامل لوحة التحكم.



العاملين:

- مستخدم مدرب



صورة 27: التفرغ

- 1 منطقة
- 2 أقدام الجهاز
- 3 السكك الحديدية المعدنية
- 4 عوارض خشبية

1. أزل العبوة.
2. أزل العارضة الخشبية (4).
3. وصل القضبان المعدنية (3) باللوح الخشبي باستخدام اثنين من المسامير لكل منهما.
4. حرك العارضة الخشبية (4) أسفل القضبان المعدنية (3) لدعمها.
5. ضع مفتاح ربط مفتوح (مقاس 10 مم) على الأسطح (7) وأدر أقدام الجهاز (2) لأعلى قدر الإمكان.
6. أخرج جهاز الطرد المركزي بعناية من لوح خشبي باستخدام القضبان المعدنية (3).
7. ادفع جهاز الطرد المركزي إلى موقع التثبيت الخاص به.

8. ضع مفتاح الربط ذا الطرف المفتوح (مقاس 10 مم) على الأسطح (1) وأدر أقدام الجهاز (2) إلى الأسفل حتى تتوقف العجلات الدوارة عن ملامسة الأرض.
9. قم بمحاذاة جهاز الطرد المركزي أفقيًا عن طريق تدوير أقدام الجهاز (2).

5.2 تركيب وربط جهاز الطرد المركزي

إعداد جهاز الطرد المركزي

تحذير



خطر الإصابة بسبب المسافة القريبة جدًا من جهاز الطرد المركزي.

- في أثناء تشغيل الطرد المركزي، وفقًا للمواصفة EN / IEC 61010-2-020، لا يجوز تواجد أي أشخاص أو مواد أو مواد خطرة داخل منطقة آمنة تبلغ 300 ملم حول أجسام الطرد المركزي.
- يجب الحفاظ على مسافة 300 ملم إلى فتحات التهوية وفتحات التهوية الخاصة بجهاز الطرد المركزي.

احترس



خطر سحق الجهاز وتلفه نتيجة السقوط بسبب تغيرات موضعه الناتجة عن الاهتزاز.

- ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
- اختر منطقة التثبيت حسب وزن الجهاز.

إرشاد



تلف العينات والجهاز بسبب تجاوز أو انخفاض درجة الحرارة المحيطة القصوى المسموح بها.

- راقب الحد الأقصى والحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة المسموح بها لإعداد الجهاز.
- لا تضع الجهاز بالقرب من مصدر الحرارة.
- لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تعرض الجهاز للصقيع.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. ضع الجهاز على سطح ثابت ومستو.
2. حافظ على مسافة 300 ملم حول الجهاز.
3. راقب الظروف المحيطة في البيانات الفنية (الفصل 3.1 «البيانات الفنية» في صفحة 10).

إرشاد



تلف الجهاز بسبب أفراد غير مصرح لهم

- يتحمل المستخدم على مسؤوليته الخاصة التدخلات والتعديلات على المعدات بسبب أشخاص غير مصرح لهم وسيؤدي ذلك إلى فقدان جميع مطالبات الضمان والمسؤولية.

توصيل جهاز الطرد المركزي

إرشاد



تلف الجهاز بسبب التكتيف.

إذا كان هناك اختلاف في درجة الحرارة من البرودة إلى الدفء، فهناك خطر حدوث تكتيف على المكونات الكهربائية. يمكن أن يؤدي التكتيف الذي يتشكل إلى حدوث ماس كهربائي أو تدمير الإلكترونيات.

- سجن الجهاز في غرفة دافئة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل توصيله بالتيار الكهربائي.
- أو
- قم بالإحماء في غرفة باردة لمدة 30 دقيقة.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. النوعان 90-5005 و 08-5005 هما أجهزة متصلة بشكل دائم. بالنسبة للأجهزة المتصلة بشكل دائم، وفقاً لمعيار أجهزة المختبر 1-EN / IEC 61010، يجب تركيب مفتاح في تركيب المبنى لفصل مصدر الطاقة للجهاز. يجب أن يكون المفتاح موجوداً بالقرب من الجهاز، بحيث يسهل على المستخدم الوصول إليه، ويتم وضع علامة عليه كجهاز فصل لهذا الجهاز. يجب أن يكون المفتاح قابلاً للتأمين ضد تشغيله مرة أخرى.
2. إذا كان الجهاز محمياً بشكل إضافي في تركيب المبنى باستخدام قاطع دائرة التيار المتبقي، فيجب استخدام قاطع دائرة التيار المتبقي من النوع B. إذا تم استخدام نوع مختلف، فقد لا يقوم قاطع دائرة التيار المتبقي بإيقاف تشغيل الجهاز إذا كان هناك خطأ في الجهاز، أو قد يقوم بإيقاف تشغيل الجهاز على الرغم من عدم وجود خطأ في الجهاز.
3. يجب توصيل الأنواع 08-5005 و 80-5005 و 90-5005 وفقاً لتعليمات الإعداد والتثبيت (AH5005-02).
4. أجهزة الطرد المركزي مع قابس PA: إذا لزم الأمر، فقم بتوصيل قابس PA الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز بنظام معادلة الإمكانات الطبية الإضافي.
5. تحقق مما إذا كان جهد التيار الكهربائي يتوافق مع المعلومات الموجودة على لوحة الاسم.
6. للأنواع 5005 و 50-5005 و 80-5005: قم بتوصيل الجهاز بمقبس طاقة قياسي باستخدام كابل الطاقة.

5.3 تبديل أجهزة الطرد المركزي وإيقافها

قم بتشغيل جهاز الطرد المركزي

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع ///.
- ← اعتماداً على نوع جهاز الطرد المركزي، تومض الأزرار. اعتماداً على نوع جهاز الطرد المركزي، تظهر الشاشات التالية واحدة تلو الأخرى:
 - طراز الطرد المركزي
 - تم التعرف على رمز الدوار آخر مرة من خلال اكتشاف الدوار والحد الأقصى لسرعة الدوار
 - نسخة البرنامج
 - عندما يكون الغطاء مغلقاً: الشاشة «فتح الفتحة»
 - عندما يكون الغطاء مفتوحاً: بيانات الطرد المركزي لآخر برنامج أو برنامج تم استخدامه 1.

1. اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع ///.

عرض فوري لبيانات الطرد المركزي بعد التشغيل

2. عند أول تغيير مرئي في شاشة العرض (العرض العكسي)، اضغط على أي مفتاح (باستثناء المفتاح [الإيقاف]).

▶ يتم عرض بيانات الطرد المركزي.

الدوار لا يزال ثابتاً.

▶ اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0].

أوقف تشغيل جهاز الطرد المركزي

6 التشغيل

6.1 افتح الغطاء وأغلقه

افتح الغطاء.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

يتم تشغيل جهاز الطرد المركزي.

الدوار لا يزال ثابتاً.

▶ اضغط على المفتاح [الغطاء].

▶ يُفتح الغطاء تلقائياً.

ينطفئ المفتاح [الغطاء].

تظهر الشاشة «الغطاء مفتوح».

أغلق الغطاء.

⚠ احترس



خطر السحق عند إغلاق الغطاء.

خطر سحق الأصابع عندما يقوم محرك الإغلاق بسحب الغطاء على الختم.

- عند إغلاق الغطاء، لا يجوز أن تكون أي أجزاء من الجسم في منطقة الخطر بالغطاء.
- لإغلاق الغطاء، اضغط على الجزء العلوي من الغطاء.

إرشاد



تلف الجهاز بسبب إغلاق الغطاء.

- أغلق الغطاء ببطء.
- لا تغلق الغطاء.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

▶ أغلق الغطاء واضغط على المقبض لأسفل قليلاً.

▶ يتم قفل الغطاء آلياً.

يضيء الزر [الغطاء].

تظهر الشاشة «تم إغلاق الغطاء».


6.2 إزالة الدوار وتثبيتته

فك الدوار مع صمولة تثبيت

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. افتح الغطاء.
2. قم بفك صامولة تثبيت الدوار باستخدام مفتاح الربط المتوفر.
بعد التغلب على نقطة ضغط الإقلاع، ينفصل العضو الدوار عن مخروط عمود المحرك (2).
3. أدر صامولة التثبيت حتى يمكن رفع الدوار عن عمود المحرك.
4. فك الدوار.



صورة 28: تركيب وفك الدوار

- 1 صامولة
- 2 عمود المحرك
- 3 المشترك
- 4 الثقب

ركب الدوار مع صمولة تثبيت

العاملين:

■ مستخدم مدرب

تم فتح الغطاء.

1. قم بتنظيف عمود المحرك (2) وتجويف الدوار (4).
2. تشحيم عمود المحرك قليلاً (2)، انظر الفصل 8.2 «تعليمات التنظيف والتطهير» في صفحة 39.
3. ضع الدوار عمودياً على عمود المحرك (2).
يجب أن يكون المحرك (3) لعمود المحرك موجوداً في أخدود (1) للدوار. يتم تحديد اتجاه الأخدود على الدوار.
4. أحكم ربط صامولة تثبيت الدوار بإحكام باستخدام مفتاح الربط المتوفر.
5. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.

6.3 إدراج وإزالة عمود التعليق



إدخال عمود التعليق

إرشاد

حدث تلف بالجهاز بسبب عدم التوازن بسبب التحميل غير الصحيح للدوار.
- يتم تحميل جميع مواضع دوارات الجرافة المتأرجحة بنفس الشماعات.



لا يجوز استخدام أعمدة التعليق التي تحمل رقم موقع الدوار إلا هناك.
لا يجوز استخدام أعمدة التعليق التي تحمل رقماً محدداً إلا معاً.




1. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
 2. قم بتشحيم دبوس الدعم (3).
 3. أدخل عمود التشحيم (1) في الدوار من الأعلى. يجب أن تكون المسامير الداعمة (3) موجودة في الأخاديد (2).
 4. ادفع أعمدة التعليق (1) لأسفل إلى أقصى حد ممكن.
- اسحب عمود التعليق (1) رأسياً لأعلى خارج الدوار.

إزالة أعمدة التعليق

6.4 إدراج وإزالة المهايئ

إدخال



- أدخل المهايئ (1) عمودياً في عمود التعليق (2) من الأعلى.
- قم بإزالة المحول (1) عمودياً لأعلى من العلاقة (2).

المهايئ

الإزالة

6.5 تحميل

ملء أوعية الطرد المركزي

تحذير

خطر الإصابة من مواد العينة الملوثة.

- تخرج مادة العينة الملوثة من وعاء العينة في أثناء الطرد المركزي.
- لا تستخدم إلا أنابيب الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة.
- بالنسبة للمواد الموجودة في مجموعتي الخطر 3 و4، استخدم نظام السلامة الحيوية بالإضافة إلى أوعية الطرد المركزي القابلة للقفل (انظر "دليل السلامة البيولوجية في المختبرات" الخاص بمنظمة الصحة العالمية).



إرشاد

تلف الجهاز بسبب المواد شديدة التآكل.

- يمكن للمواد شديدة التآكل أن تضعف القوة الميكانيكية للدورات والشماعات والملحقات.
- لا تقم بالطرد المركزي للمواد شديدة التآكل.



يمكن لأوعية الطرد المركزي القياسية المصنوعة من الزجاج أن تتحمل أحمالاً تصل إلى RZB 4000 (DIN 58970 Part 2).



العاملين:

■ مستخدم مدرب


- ◀ ملء أوعية الطرد المركزي خارج أجهزة الطرد المركزي.
- يجب ألا يتم تجاوز الحد الأقصى لقدرة التعبئة لأوعية الطرد المركزي المحددة من قبل الشركة المصنعة.
- مع الدورات الزاوية، لا يجوز ملء أوعية الطرد المركزي إلا إلى الحد الذي لا يمكن فيه طرح أي سائل من الأوعية في أثناء تشغيل الطرد المركزي.
- من أجل الحفاظ على فروق الوزن داخل أوعية الطرد المركزي عند أدنى مستوى ممكن، من المهم التأكد من أن ارتفاع التعبئة في الأوعية موحد.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. ◀ افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
 2. ◀ يجب أن يتم توزيع أوعية الطرد المركزي بشكل متناظر ومتساوي عبر جميع المواقع على الدوار.
- يشار إلى وزن كمية التعبئة المسموح بها على كل دوار. يجب ألا يتجاوز الوزن.
- عند تحميل أعمدة التعليق وعند تأرجحها للخارج في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يجب ألا يدخل أي سائل إلى أعمدة التعليق وغرفة الطرد المركزي.
- بالنسبة للحاويات التي تحتوي على حشوات مطاطية، يجب أن يكون هناك دائمًا نفس العدد من الإضافات المطاطية أسفل أوعية الطرد المركزي.
- يجب أن تكون جميع المواضع الموجودة على الدوار مشغولة بنفس أعمدة التعليق. يتم تمييز بعض أعمدة التعليق برقم موقع الدوار. لا يجوز إدخال أعمدة التعليق إلا في الموضع المناسب على الدوار.
- لا يجوز استخدام أعمدة التعليق المميزة برقم محدد (مثل S001/4) إلا في المجموعة.

تحميل دورات الجرافة المتأرجحة



1. ◀ إذا لم يتم تعبئة أعمدة التعليق بنفس الوزن، فيمكن تعويض الفروق بأوزان تعويضية.
2. ◀ في حالة عدم توفر أنظمة أكياس الدم الكافية لتحميل الدوار بالكامل، يمكن تجهيز الشماعات الفارغة بإدخالات تعويضية.
3. ◀ إذا لزم الأمر، فيتم إجراء الضبط الدقيق باستخدام الأوزان الفارغة المتوفرة.


عند استخدام أكياس الدم، يرجى ملاحظة ما يلي:

العاملين:

■ مستخدم مدرب

تحميل الدورات بزاوية

1. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.
2. يجب أن يتم توزيع أوعية الطرد المركزي بشكل متساوي عبر جميع المواقع على الدوار. عند تحميل الدوار، يجب ألا يدخل أي سائل إلى الدوار وغرفة الدوران. مع الدورات، لا يجوز ملء أوعية الطرد المركزي إلا إلى الحد الذي لا يمكن فيه طرح أي سائل من الأوعية في أثناء تشغيل الطرد المركزي. يشار إلى وزن كمية التعبئة المسموح بها على كل دوار. يجب ألا يتجاوز الوزن.



6.6 فتح وإغلاق نظام الأمان الحيوي

6.6.1 التوضيح

عند الطرد المركزي للمواد الخطرة أو مخاليط المواد السامة أو المشعة أو الملوثة بالكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، يجب على المستخدم اتخاذ التدابير المناسبة. يجب دائماً استخدام أوعية الطرد المركزي ذات الأغشية اللولبية الخاصة للمواد الخطرة. بالنسبة للمواد الموجودة في مجموعتي الخطر 3 و4، يجب استخدام نظام السلامة الحيوية بالإضافة إلى أوعية الطرد المركزي القابلة للقفول (انظر "دليل السلامة الحيوية في المختبرات" الخاص بمنظمة الصحة العالمية).


في نظام الأمان الحيوي، يمنع الختم الحيوي (حلقة الختم) القطرات والهباء الجوي من الهروب. إذا تم استخدام تعليق نظام السلامة الأحيائية بدون الغطاء، فيجب إزالة حلقة الختم من التعليق لتجنب تلف حلقة الختم في أثناء تشغيل الطرد المركزي.

ولم تعد أنظمة الأمان الحيوي المتضررة مغلقة من الناحية الميكروبيولوجية. بدون استخدام نظام السلامة الحيوية، لا يتم إغلاق جهاز الطرد المركزي ميكروبيولوجياً وفقاً للمعيار EN / IEC 61010-2-020.

تخزين أنظمة الأمان الحيوي

لتجنب تلف حلقات الختم في أثناء التخزين، لا يجوز تخزين أنظمة الأمان الحيوي إلا مع فتح الغطاء.

6.6.2 غطاء مع قفل الجهد



صورة 29: نظام الأمان الحيوي

إغلاق

1. ضع الغطاء.

2. قم بطي كلا قوسي الشد لأسفل حتى يصبحا تحت أسنة أعمدة التعليق.

1. قم بطي كلا قوسي الشد لأعلى حتى يصبحا عبر أسنة أعمدة التعليق.



2. قم بإزالة الغطاء من الدوار.

فتح



6.7 تعليمات التعبئة HettLiner

التعبئة قبل الطرد المركزي

تأكد من أن الملحق البلاستيكي لا يمكن أن ينقلب عند تحميل وتفريغ المدخلات (استخدم أداة التحميل المساعدة 4509 إذا لزم الأمر).




1. أدخل كيس الدم (1) في المدخل (2).



2. أمسك كيس الدم عند الوصلات (1) وادفع لوحة الدعم (2) الموجودة على الجانب الخارجي لكيس الدم من أعلى إلى أسفل داخل الإدخال.

تأكد من أن الحافة السفلية للوحة الدعم تقع بالكامل قدر الإمكان على الأرض.



3. قم بطي لوحة الدعم للخارج واضغط لأسفل حتى تصبح الحافة المطوية للوحة الدعم عند مستوى السائل في كيس الدم.

يجب ألا تبرز الحافة العلوية للوحة الدعم بعيدًا عن المدخل بسبب خطر التشويش بأذرع الدوار في أثناء الطرد المركزي.

انتبه إلى موضع الحلقة (1) بحيث يمكن الوصول إليها بعد الطرد المركزي.

4. إذا كان ذلك متاحًا، قم بطي كيس (أكياس) القمر الصناعي الفارغ وتعبئته بشكل مختلف اعتمادًا على الملحقات ذات الصلة وحجم ملء كيس الدم. من المفيد طي أكياس الأقماع الصناعية وتعبئتها من الخارج بين لوحة الدعم المطوية والجدار الخارجي للمدخل.

تأكد من أن لوحة السيليكون لا تنزلق.

إذا لزم الأمر، عند تعبئة كيس القمر الصناعي، فيمكن تثبيت لوحة السيليكون على الحلقة وبالتالي تثبيته عليها.

يجب بعد ذلك التحقق من موضع الحلقة.

5. ضع الوصلات فوق لوحة الدعم حتى لا تنكسر الصمامات.

تأكد من عدم بروز الخراطيم من الملحق.

قم بتخزين قطع الخرطوم البارزة فوق حافة الملحق بين لوحة الدعم المطوية وجدار الإدخال.

6. إذا لزم الأمر، فيجب وضع أثقال الموازنة بين لوحة الدعم المطوية وجدار الكوب.

التفريغ بعد الطرد المركزي

1. اسحب كيس القمر الصناعي من الملحق في أثناء تثبيت لوحة السيليكون في مكانها بيد واحدة.

2. اسحب الجزء المطوي من لوحة الدعم ببطء باستخدام الحلقة المتوفرة.

أعد لوحة الدعم إلى شكلها الأصلي بطريقة يمكن التحكم فيها. يمكن للجزء المطوي من لوحة الدعم أن يعود ويخلط مكونات الدم.

3. قم بإزالة كيس الدم المتبقي من الإدخال إما مع لوحة الدعم أو بعد إزالة لوحة الدعم.

6.8 الطرد المركزي

6.8.1 الطرد المركزي في عملية مستمرة

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط على الزر t بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة « t/min » باللون الداكن.

2. حدد القيمة 0 باستخدام المقيض الدوار.

3. اضغط على الزر t بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة « t/sec » باللون الداكن.

4. حدد القيمة 0 باستخدام المقيض الدوار.

■ يتم عرض «---:--» في حقل الإدخال.

5. اضغط على المفتاح *[البدء]*.
- ▶ بدأ تشغيل الطرد المركزي.
- تضيء شاشة العرض «الدوران» طالما أن الدوار يدور.
- يبدأ العد الزمني عند الساعة 00:00.
- في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم عرض سرعة الدوار أو قيمة تأكيد التركيز الناتجة ودرجة الحرارة في غرفة الطرد المركزي والوقت المتبقي.
6. اضغط على المفتاح *[الإيقاف]* لإلغاء تشغيل الطرد المركزي.
- يتم التفريغ مع معلمات التوقف المحددة.
- ▶ يتم عرض «فتح الفتحة».

6.8.2 الطرد المركزي مع تأخير زمني

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط على الزر *[t]* بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال للمعلمة «*t/min*» باللون الداكن.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام *[الرأس الدوار]*.
3. اضغط على الزر *[t]* بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال للمعلمة «*t/sec*» باللون الداكن.
4. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام *[الرأس الدوار]*.
5. اضغط على المفتاح *[البدء]*.
- ▶ بدأ تشغيل الطرد المركزي.
- تضيء شاشة العرض «الدوران» طالما أن الدوار يدور.
- في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم عرض سرعة الدوار أو قيمة تأكيد التركيز الناتجة ودرجة الحرارة في غرفة الطرد المركزي والوقت المتبقي.
6. بعد انقضاء الوقت أو في حالة إحباط تشغيل الطرد المركزي بالضغط على المفتاح *[الإيقاف]*، يتم تنفيذ النفاذ باستخدام معلمات النفاذ المحددة.
- ▶ يتم عرض «فتح الفتحة».

6.8.3 قم بتغيير الإعدادات في أثناء الطرد المركزي

- يمكن تغيير وقت التشغيل، والسرعة، وتسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)، ومعلمات البدء والإيقاف بالإضافة إلى درجة الحرارة (فقط للأجهزة ذات التبريد) في أثناء الطرد المركزي.
- لا يمكن تغيير المعلمات إلا بشكل فردي وواحدة تلو الأخرى.
1. قم بتغيير قيمة المعلمة المطلوبة باستخدام *[الرأس الدوار]*.
 2. اضغط على المفتاح *[البدء]*.
 - ▶ يتم نسخ قيم البرنامج الحالي إلى موقع البرنامج «----» وتحديثها بالقيمة المتغيرة.
 - لا تتم الكتابة فوق البرنامج الأصلي.

6.9 وظيفة التوقف السريع

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. اضغط على المفتاح *[الإيقاف]* مرتين.
- ▶ تومض الشاشة «الإيقاف».
- يتم عرض وتنفيد عملية التوقف عند مستوى الكبح "R9" (أقصر مدة توقف).
- إذا تم اختيار مستوى الكبح "R0"، فإن وقت التشغيل يكون أطول لأسباب فنية مقارنة بمستوى الكبح "R9".

7 تشغيل البرمجيات

7.1 مفاتيح التبديل

يجب تخزين المفاتيح بطريقة تحميها من الوصول غير المصرح به.

موضع المفتاح	الوظيفة
موضع المفتاح الأيمن	يتم عرض «القفل 1». يمكن فقط استدعاء البرامج، ولكن لا يمكن تغييرها.
موضع المفتاح الأيمن	يتم عرض «القفل 2». لا يمكن الوصول إلى أي برامج وتغييرها.
موضع المفتاح الأوسط	لا يوجد عرض للحالة لا يوجد قفل للمفتاح يمكن الوصول إلى البرامج وتغييرها.

7.2 معلمات الطرد المركزي

7.2.1 معلمات البدء والإيقاف

يتم عرض معلمات البداية والتوقف المحددة.

1-9: x = مستوى البداية، t = وقت البداية

0-9: y = مرحلة الكبح، R0 = التحرك دون استخدام الفرامل، t = وقت التوقف، (0) = سرعة إيقاف تشغيل الفرامل



مرحلة بدء التشغيل

1. اضغط على الزر [معلمات بدء التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مرحلة بدء التشغيل» أو المعلمة «وقت بدء التشغيل» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

وقت بدء التشغيل

1. اضغط على الزر [معلمات بدء التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «وقت بدء التشغيل دقيقة:ثانية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

إذا تم تعيين وقت بدء التشغيل أطول من وقت التشغيل، فإن تشغيل الطرد المركزي ينتهي قبل الوصول إلى السرعة المحددة.

1. اضغط على الزر [معلمات إيقاف التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مراحل انتهاء الصلاحية» أو المعلمة «وقت انتهاء الصلاحية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

مراحل الكبح

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

لا يمكن ضبط مستويات المكابح B إلا للدورات الخاصة.

وقت انتهاء الصلاحية

إذا تم ضبط سرعة إيقاف تشغيل المكابح، فلا يمكن ضبط وقت الهبوط.

1. اضغط على الزر [معلمات إيقاف التشغيل] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «مراحل إيقاف التشغيل دقيقة:ثانية» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

1. اضغط على الزر [معلمات إيقاف تشغيل المكابح] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «(0) دورة في الدقيقة» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.

سرعة دوران إيقاف تشغيل المكابح

2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين المستوى المطلوب.

7.2.2 مدة التشغيل

للتشغيل المستمر، يجب ضبط الدقائق والثواني على الصفر.
تتم الإشارة إلى التشغيل المستمر على شاشة العرض بالرمز «---:--».



1. اضغط على الزر [t] بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة «t/min» باللون الداكن.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
3. اضغط على الزر [t] بشكل متكرر حتى يتم تمييز حقل الإدخال الخاص بالمعلمة «t/sec» باللون الداكن.
4. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

7.2.3 سرعة الدوران دورة في الدقيقة

1. اضغط على الزر [n] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RPM» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
1. اضغط على الزر [n] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RPM» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر [n].
← يتم عرض السرعة القصوى للدوار (النوار n-max).

عرض السرعة القصوى للدوار

7.2.4 تسجيل التأكيد المتكامل

- يعد تسجيل التأكيد المتكامل مقياسًا لتأثير الترسيب ($n^2 dt$). يتم استخدام القيمة لمقارنة عمليات الطرد المركزي.
- ← اضغط مع الاستمرار على الزر [تسجيل التأكيد المتكامل].
 - ← يتم عرض «تسجيل التأكيد المتكامل».

7.2.5 درجة الحرارة

1. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «°T/C» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

7.2.6 تسارع الطرد المركزي النسبي، تأكيد التسجيل

يعتمد تسارع الطرد المركزي النسبي لتأكيد التسجيل على السرعة ونصف قطر الطرد المركزي. يتم إعطاء تسارع الطرد المركزي النسبي لتأكيد التسجيل كمضاعف للتسارع الناتج عن الجاذبية (g). يعتبر تسارع الطرد المركزي النسبي لتسجيل التأكيد قيمة عديدة خالية من الوحدة ويستخدم لمقارنة أداء الفصل والترسيب.

$$RCF = \left(\frac{RPM}{1000} \right)^2 * r * 1,118$$

$$RPM = \sqrt{\frac{RCF}{r * 1,118}} * 1000$$

RCF = تسارع الطرد المركزي النسبي

دورة في الدقيقة = سرعة الدوران

$r =$ نصف قطر الطرد المركزي بالملم = المسافة من مركز محور الدوران إلى أسفل وعاء الطرد المركزي.

7.2.7 ضبط تسارع الطرد المركزي النسبي (RCF/RZB)

1. اضغط على الزر [RCF] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RCF/RZB» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].

- يعرض الحد الأقصى للتسارع النسبي للطرد المركزي للدوار
1. اضغط على الزر [RCF] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «RCF/RZB» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
 2. اضغط مع الاستمرار على الزر [RCF].
- يتم عرض التسارع النسبي للطرد المركزي للدوار (الدوار n-max).

7.2.8 الطرد المركزي للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى من 1.2 كجم/دم³

عند الطرد المركزي بأقصى سرعة، قد تكون كثافة المواد أو مخاليط المواد 1.2 kg/dm³ لا تتجاوز. ويجب تقليل السرعة بالنسبة للمواد أو مخاليط المواد ذات الكثافة الأعلى. ويمكن حساب السرعة المسموح بها باستخدام الصيغة التالية:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{1,2}{\text{Greater density [kg/dm}^3]}} * \text{maximum speed [RPM]}$$

على سبيل المثال: السرعة القصوى 4000 دورة في الدقيقة، الكثافة 1.6 كجم/دم³

$$n_{red} = \sqrt{\frac{1,2(\text{kg/dm}^3)}{1,6(\text{kg/dm}^3)}} * 4000 \text{ RPM} = 3464 \text{ RPM}$$

إذا تم، في حالات استثنائية، تجاوز الحد الأقصى للحمل المحدد على العلاقة، فيجب أيضًا تقليل السرعة. ويمكن حساب السرعة المسموح بها باستخدام الصيغة التالية:

$$\text{Reduced speed } (n_{red}) = \sqrt{\frac{\text{maximum load [g]}}{\text{actual load [g]}}} * \text{maximum speed [RPM]}$$

على سبيل المثال: السرعة القصوى 4000 دورة في الدقيقة، الحد الأقصى للحمل 300 g، الحمل الفعلي 350 g

$$n_{red} = \sqrt{\frac{300 \text{ g}}{350 \text{ g}}} * 4000 \text{ RPM} = 3703 \text{ RPM}$$

إذا كان هناك أي شيء غير واضح، يرجى الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على معلومات.

7.2.9 نصف القطر للطرد المركزي

1. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة «r/mm» ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
 2. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
- من خلال تغيير نصف القطر، يتم ضبط قيمة تسارع الطرد المركزي تلقائيًا، وتتم الإشارة إلى ذلك عن طريق الوميض.

7.3 البرمجة

7.3.1 طلب البرنامج أو تحميله

1. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. قم بتعيين مكان البرنامج المطلوب باستخدام [الرأس الدوار].

3. اضغط على المفتاح [RCL].

← يتم عرض بيانات الطرد المركزي لموقع البرنامج المطلوب.

7.3.2 أدخل البرنامج أو قم بتغييره

1. قم بتعيين المعلمات المطلوبة.

2. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.

3. قم بتعيين مكان البرنامج المطلوب باستخدام [الرأس الدوار].

إذا ومضت شاشة موقع البرنامج، فهذا يعني أن موقع البرنامج هذا مشغول بالفعل ببيانات الطرد المركزي. في هذه الحالة، قم بتعيين مساحة برنامج حرة أو الكتابة فوق بيانات الطرد المركزي من خلال المتابعة.

4. اضغط على المفتاح [STO].

← يتم حفظ الإعدادات في موقع البرنامج المطلوب.

5. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.

← سيتم الكتابة فوق بيانات الطرد المركزي التي تم حفظها بالفعل.

7.3.3 ذاكرة تخزين مؤقت تلقائية

يتضمن المخزن المؤقت مواقع البرنامج "----" و 90 إلى 99.

بعد كل بداية تشغيل للطرد المركزي، يتم حفظ بيانات الطرد المركزي المتغيرة تلقائيًا في موقع البرنامج "----".

يتم تخزين بيانات الطرد المركزي التي تم تغييرها من آخر 11 عملية تشغيل للطرد المركزي في المخزن المؤقت ويمكن استرجاعها.

7.4 اكتشاف العنصر الدوار

- بعد بدء تدفق الطرد المركزي، يتم إجراء الكشف عن الدوار.
- إذا تم تغيير الدوار، فسيتم إحباط تشغيل الطرد المركزي بعد اكتشاف الدوار. يتم عرض رمز الدوار (R) والحد الأقصى لسرعة الدوار (n-max) للدوار المكتشف حديثًا.
- إذا كانت السرعة القصوى للدوار المستخدم أقل من السرعة المحددة، فستقتصر السرعة على السرعة القصوى للدوار.

7.5 التبريد (لأجهزة الطرد المركزي مع التبريد)

7.5.1 ملاحظات على التبريد

بالنسبة لأجهزة الطرد المركزي المزودة بخيار التدفئة/التبريد، يمكن تعديل نقطة ضبط درجة الحرارة من -20 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية. إذا انحرقت درجة الحرارة الفعلية عن درجة الحرارة المستهدفة بأكثر من 5 درجة مئوية، فسيتم الإشارة إلى ذلك من خلال شاشة وامضة لقيمة درجة الحرارة. أدنى درجة حرارة يمكن تحقيقها تعتمد على الدوران.

7.5.2 التبريد الاحتياطي

عندما يكون الدوار في حالة توقف تام ويتم إغلاق الغطاء، يتم تبريد غرفة الدوران إلى درجة الحرارة المحددة مسبقًا. تظهر نقطة ضبط درجة الحرارة على الشاشة.

7.5.3 التبريد المسبق للعنصر الدوار

للتبريد المسبق للدوار الذي تم تفرغته وملحقته بسرعة، نوصي بتشغيل الطرد المركزي باستخدام إعدادات التشغيل المستمر وسرعة تبلغ حوالي 20 % من السرعة القصوى للدوار.

7.6 التسخين (أجهزة الطرد المركزي مع التسخين)

في أثناء تشغيل الطرد المركزي، يتم تسخين غرفة الطرد المركزي إلى درجة الحرارة المحددة مسبقاً إذا لزم الأمر. عندما يكون الدوران في حالة توقف تام، يتم إيقاف التسخين.

⚠️ احترس



خطر الحروق من الأسطح الساخنة.

يمكن أن تصل درجة حرارة سطح عنصر التسخين في غرفة الدوران إلى 500 درجة مئوية أو 932 درجة فهرنهايت.

- لا تلمس عنصر التسخين.
- في أثناء تشغيل الطرد المركزي في درجات حرارة عالية جداً (على سبيل المثال +90 درجة مئوية)، ترتفع حرارة الجزء الداخلي من غطاء الجهاز. في هذه الحالة، لا تلمس الجزء الداخلي من الغطاء.

إرشاد



تلف الشماعات البلاستيكية بسبب درجات الحرارة الزائدة

- لا يجوز استخدام الشماعات البلاستيكية إلا في درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية أو 104 درجة فهرنهايت كحد أقصى.

7.7 قائمة الآلة

7.7.1 معلومات نظام الاستعلام

يمكن الاستعلام عن معلومات النظام التالية:

- نموذج الطرد المركزي
 - السرعات القصوى لرموز الدوران المختلفة
 - نسخة البرنامج من أجهزة الطرد المركزي
 - نوع محول التردد
 - نسخة البرنامج من العاكس التردد
- الدوران لا يزال ثابتاً.
1. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
 - ◀ بعد 8 ثوانٍ، سيتم تنشيط الإشارة الصوتية «SOUND / BELL».
 2. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض ساعات التشغيل «عنصر التحكم».
 3. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض التاريخ والوقت.
 4. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض إصدار الجهاز والتبريد «الإصدار 12 درجة مئوية / * 03».
 5. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض ساعات تشغيل عاكس التردد «FC/CCI XX h».
 6. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض نوع عاكس التردد «FU/CC».
 7. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض إصدار برنامج عاكس التردد «FU/CCI - S».
 8. اضغط على المفتاح [t].
 - ◀ يتم عرض إصدار البرنامج الخاص بلوحة الإمداد «درجة مئوية / * 01.07 - S».
 9. اضغط على الزر [إيقاف/فتح] للخروج من القائمة

7.7.2 الاستعلام عن ساعات العمل

الدوار لا يزال ثابتًا.

1. افتح الغطاء.
 2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
 3. بعد 8 ثواني يتم عرض «SOUND / BELL XXX».
 3. اضغط على المفتاح [t].
 4. «عصر التحكم»: ويتم عرض ساعات التشغيل.
- تنطفئ شاشة ساعات التشغيل تلقائيًا بعد 10 ثوان.

7.7.3 إشارة صوتية

7.7.3.1 عام

تصدر الإشارة الصوتية وفقًا للإعدادات التالية:

■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين>.	OFF
■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين>. ■ بعد انتهاء تشغيل الطرد المركزي وتوقف الدوار على فترات 30 ثانية.	ON1
■ بعد حدوث خطأ في فاصل زمني <ثانيتين>. ■ بعد انتهاء تشغيل الطرد المركزي وتوقف الدوار على فترات 30 ثانية. ■ مع كل ضغطة مفتاح.	ON2

سيؤدي فتح الغطاء أو الضغط على أي زر إلى إيقاف الإشارة الصوتية.

7.7.3.2 ضبط الإشارة الصوتية

1. افتح الغطاء.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
3. بعد 8 ثوان يتم عرض «SOUND / BELL ON1» أو «SOUND / BELL ON2» أو «SOUND / BELL OFF».
4. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين «OFF» أو «ON1» أو «ON2».
5. اضغط على المفتاح [البدء].
6. يتم حفظ الإعداد.
7. يتم عرض «*** OK ***» لفترة وجيزة.

7.7.4 يتم عرض بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل

بعد التشغيل، يتم عرض بيانات الطرد المركزي للبرنامج 1 أو آخر برنامج تم استخدامه.

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [I].
2. عند أول تغيير مرئي في شاشة العرض (العرض العكسي)، اضغط على المفتاح [الإيقاف].
3. يتم عرض «PROGRAM 1, LAST PROGRAM».
4. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين الوظيفة المطلوبة.
5. اضغط على المفتاح [البدء].
6. يتم حفظ الإعدادات.
7. يتم عرض «*** OK ***» لفترة وجيزة.

7.7.5 إعداد التاريخ والوقت

الدوار لا يزال ثابتًا.

1. افتح الغطاء.
2. اضغط مع الاستمرار على الزر [t].
3. بعد 8 ثواني يتم عرض «SOUND / BELL».
4. اضغط على المفتاح [t] مرتين.
5. يتم عرض التاريخ والوقت
 - أ: عام
 - الشهر: الشهر:
 - ي: يوم
 - س: ساعات
 - دقيقة: دقائق
6. اضغط على الزر [درجة الحرارة ودائرة نصف قطرها الطرد المركزي] بشكل متكرر حتى يتم عرض المعلمة المرغوبة ويصبح حقل الإدخال داكنًا.
7. قم بتعيين القيمة المطلوبة باستخدام [الرأس الدوار].
8. اضغط على المفتاح «البدء».
9. يتم حفظ الإعدادات.
10. يتم عرض «***OK***» لفترة وجيزة.

7.8 اختصارات البرنامج

7.8.1 ربط البرامج أو تغيير رابط البرنامج

لا يمكن ربط البرنامج إلا مع البرامج التي يتم فيها ضبط مستويات بدء التشغيل والفرملة.

يجب حفظ البرامج بالترتيب المطلوب قبل الربط، إما من خلال إدخال البرنامج أو استدعاء البرنامج.

يجب أن تكون فتحات البرنامج واحدة خلف الأخرى (على سبيل المثال، فتحات البرنامج 10+11+12).




1. استخدم المفتاح [البرنامج] لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم [الرأس الدوار] لتعيين موقع البرنامج الأولي (XX+).
3. اضغط على المفتاح [RCL].
4. يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
5. اضغط على المفتاح [البرنامج] مرتين.
6. تم تحديد المعلمة PR-PART.
7. يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
8. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
9. يتم ربط البرنامج ويتم عرض رقم البرنامج الخاص بموقع البرنامج التالي (XX+).
10. اضغط على المفتاح [RCL] مرتين.
11. يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب
12. اضغط على المفتاح [STO] مرتين.
13. يتم ربط البرنامج ويتم عرض رقم البرنامج الخاص بموقع البرنامج التالي (XX+).
14. كرر الخطوتين الأخيرتين حتى يتم ربط كافة البرامج.

ربط البرامج

9. اضغط على المفتاح *[البرنامج]*.
- ← يتم عرض رقم البرنامج الخاص بالبرنامج النهائي (XX+).
1. طلب البرنامج المطلوب.
2. قم بتغيير المعلمة المطلوبة.
3. احفظ بيانات الطرد المركزي التي تم تغييرها مرة أخرى في نفس موقع البرنامج.
- ← عن طريق الحفظ، تتم إزالة رابط البرنامج.
4. إعادة ربط البرامج.

7.8.2 تشغيل الطرد المركزي برابط البرنامج

1. اضغط على المفتاح *[البرنامج]* مرتين.
- ← تم تحديد المعلمة PR-PART.
- يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم *[الرأس الدوار]* لتعيين موقع البرنامج الأولي (XX+).
3. اضغط على المفتاح *[RCL]*.
- ← يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب.
4. اضغط على المفتاح *[البدء]*.
- ← بدأ تشغيل الطرد المركزي.
- تظهر الشاشة «الدوران» طالما أن العنصر الدوار يدور.
- يتم عرض مستويات بدء التشغيل والكبح الخاصة برابط البرنامج.
- برنامج البدء (XX+)
 - X: مرحلة بدء البرنامج الأولي X
 - برنامج المتابعة (XX+)
 - X: مرحلة بدء تشغيل البرنامج التالي X
 - البرنامج النهائي (XX+)
 - X: مرحلة البدء بالبرنامج النهائي
 - Y: مرحلة الكبح من البرنامج النهائي
5. بعد انقضاء الوقت في البرنامج النهائي، يتم التباطؤ مع مستوى الكبح للبرنامج النهائي.
- إذا تم إحباط تشغيل الطرد المركزي بالضغط على المفتاح *[الإيقاف]*، فسيتم تشغيله عند مستوى الكبح للبرنامج قيد التشغيل حاليًا.



7.8.3 حذف روابط البرنامج

1. استخدم المفتاح *[البرنامج]* لتحديد المعلمة «رقم البرنامج». يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
2. استخدم *[الرأس الدوار]* لتعيين موقع البرنامج الأولي (XX+).
3. اضغط على المفتاح *[RCL]*.
- ← يتم عرض بيانات الطرد المركزي لمكان البرنامج المطلوب.
4. اضغط على المفتاح *[البرنامج]* مرتين.
- ← يتم عرض المعلمة «PR-PART».
- يحتوي حقل الإدخال على خلفية داكنة.
5. اضغط على المفتاح *[STO]* مرتين.
6. اضغط على المفتاح *[البرنامج]*.

8 التنظيف والرعاية


8.1 جدول النظرة العامة

صفحة	سنويًا	أسبوعيًا	يوميًا	عند الضرورة	العمل الذي يتعين القيام به	الفصل
38					التنظيف والرعاية	8
40					التنظيف	8.3
40			X		نظف الجهاز	8.3
40		X			نظف أنظمة الأمن الحيوي	8.3
40		X			نظف الملحقات	8.3
40					التعقيم	8.4
40				X	تطهير الجهاز	8.4
41				X	تطهير الملحقات	8.4
41					الصيانة	8.5
41		X			دهن مانع التسرب المطاطي لغرفة الدوران	8.5
41		X			قم بتشحيم السدادة المطاطية لنظام السلامة الحيوية	8.5
41		X			قم بتشحيم دبوس الدعم	8.5
41		X			فحص الملحقات	8.5
41		X			فحص نظام السلامة الحيوية	8.5
42	X				تحقق من مساحة الدوران بحثًا عن أي ضرر.	8.5
42	X				تشحيم عمود المحرك	8.5
42				X	ملحقات ذات وقت استخدام محدود	8.5
42				X	استبدال أوعية الطرد المركزي	8.5

8.2 تعليمات التنظيف والتطهير

خطر

خطر التلوث بالنسبة للمستخدم بسبب عدم كفاية التنظيف أو عدم اتباع تعليمات التنظيف.



- اتبع تعليمات التنظيف.
- ارتد معدات الحماية عند تنظيف الجهاز.
- اتبع لوائح المعمل (مثل: القواعد الفنية لمواد العمل البيولوجية، قانون الحماية من العدوى، خطة النظافة الصحية) عند التعامل مع العوامل البيولوجية.

- يجب عدم تنظيف الجهاز وملحقاته في غسالات الأطباق.
- قم فقط بتنظيف اليدين والتطهير بالوسائل.
- قد تصل درجة حرارة الماء إلى 25 درجة مئوية كحد أقصى.
- لتجنب علامات التآكل الناجمة عن عوامل التنظيف أو التطهير، من الضروري اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة من الشركة المصنعة لعامل التنظيف أو التطهير.

وسائل التعقيم:

- مطهر للأسطح (ليس مطهر لليدين أو للأدوات)
- الإيثانول باعتباره المادة الفعالة الوحيدة.
- لا تقم بتطهير نافذة العرض الموجودة في غطاء الجهاز بخليط الإيثانول والبروبانول.
- تركيز لا يقل عن 30 %
- قيمة الرقم الهيدروجيني: 6 - 8
- غير قابل للتآكل

8.3 التنظيف

نظف الجهاز

1. افتح الغطاء.
2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة.
3. قم بإزالة الملحقات.
4. نظف مبيت أجهزة الطرد المركزي وغرفة التدوير بالصابون أو منظف معتدل وقطعة قماش مبللة.
5. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
6. يجب تجفيف الأسطح مباشرة بعد التنظيف.
7. في حالة حدوث تكثف، قم بتجفيف حجرة الدوران بقطعة قماش ماصة.

نظف أنظمة الأمن الحيوي

1. قم بتنظيف نظام الأمن الحيوي باستخدام عامل التنظيف وقطعة قماش مبللة.
2. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
3. قم بتجفيف الملحقات مباشرة بعد التنظيف باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وهواء مضغوط خالي من الزيت. تجفيف جميع التجاويف بالكامل بالهواء المضغوط الخالي من الزيت.

نظف الملحقات

1. قم بتنظيف الملحقات باستخدام عامل التنظيف وقطعة قماش مبللة.
2. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
3. قم بتجفيف الملحقات مباشرة بعد التنظيف باستخدام قطعة قماش خالية من الوبر وهواء مضغوط خالي من الزيت. تجفيف جميع التجاويف بالكامل بالهواء المضغوط الخالي من الزيت.

8.4 التعقيم

يجب أن يسبق التطهير دائماً تنظيف المكونات ذات الصلة.
انظر الفصل 8.3 «التنظيف» في صفحة 40



تركيز المطهر ومدة تعرضه طبقاً لتعليمات الشركة المصنعة.



احترس

خطر الإصابة نتيجة دخول الماء أو السوائل الأخرى.

- احم الجهاز من السوائل من الخارج.
- لا تنفذ التطهير بالرش على الجهاز.



1. افتح الغطاء.

تطهير الجهاز

2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن مصدر الطاقة.
3. قم بإزالة الملحقات.
4. نظف السكن وغرفة الدوران بمطهر.
5. بعد استخدام مواد التعقيم، قم بإزالة أي مادة تعقيم متبقية بقطعة قماش مبللة.
6. يجب تجفيف الأسطح مباشرة بعد التنظيف.

تطهير الملحقات

1. قم بتطهير الملحقات بالمطهر.
2. بلل جميع التجاويف بالمطهرات حتى لا تكون هناك فقاعات هواء.
3. بعد استخدام المطهرات، اترك المطهر المتبقي حتى يجف أو قم بإزالته.

التعقيم

يمكن تعقيم الملحقات التالية عند درجة حرارة 121 درجة مئوية / 250 درجة فهرنهايت (20 دقيقة):

- المحركات المتأرجحة.
- عناصر بزواوية من الألومنيوم
- أعمدة تعليق من المعدن
- غطاء مع الاحتواء البيولوجي
- إدخال

لا يمكن الإدلاء ببيان حول درجة العقم.

يجب إزالة أغطية الدورات والدلاء قبل التعقيم.

يعمل التعقيم على تسريع عملية شبخوخة المواد. يمكن أن يسبب تغيرات باللون. بعد التعقيم، قم بفحص الدورات والملحقات بصرياً بحثاً عن أي ضرر واستبدل أي أجزاء تالفة على الفور.

إذا كانت هناك علامات للتشقق أو التقصف أو التآكل، فاستبدل حلقة مانع التسرب المعنية. بالنسبة للأغطية ذات حلقات الغلق غير القابلة للاستبدال، يجب استبدال الغطاء بالكامل.

لضمان إحكام أنظمة السلامة الحيوية، يجب تغيير حلقات مانع التسرب بعد التعقيم.

8.5 الصيانة

دهن مانع التسرب المطاطي لغرفة الدوران

افرك حلقة السدادة برفق باستخدام منتج العناية المطاطية.

قم بتشحيم السدادة المطاطية لنظام السلامة الحيوية

افرك حلقة السدادة برفق باستخدام منتج العناية المطاطية.

قم بتشحيم دبوس الدعم

1. قم بإزالة الملحقات.
2. قم بتنظيف دبوس الدعم.
3. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
4. قم بتشحيم دبابيس الدعم وشماعات الأخدود باستخدام أنبوب Hettich الشحم 4051.
5. يجب إزالة الشحوم الزائدة في غرفة الدوران.

فحص الملحقات

1. يجب فحص الملحقات بحثاً عن التلف الناتج عن الاهتراء والتآكل.
2. افحص العنصر الدوار للتأكد من تثبيته بإحكام.

فحص نظام السلامة الحيوية

1. افحص جميع أجزاء نظام الأمن الحيوي بصرياً للتأكد من عدم وجود أي ضرر.
2. تحقق من موضع التثبيت الصحيح لحلقة (حلقات) السدادة الخاصة بنظام الأمن الحيوي.
3. استبدل الأجزاء التالفة من نظام الأمن الحيوي.
4. إذا كانت هناك علامات للتشقق أو التقصف أو التآكل، فاستبدل حلقة السدادة المعنية فوراً. بالنسبة للأغطية ذات حلقات الغلق غير القابلة للاستبدال، يجب استبدال الغطاء بالكامل.

افحص غرفة الطرد المركزي للتأكد من عدم وجود تلفيات.

تحقق من مساحة الدوران بحثاً عن أي ضرر.

تشحيم عمود المحرك

1. قم بإزالة الملحقات.
2. قم بتنظيف عمود المحرك.
3. بعد استخدام مواد التنظيف، قم بإزالة أي مادة تنظيف متبقية بقطعة قماش مبللة.
4. قم بتشحيم عمود المحرك بشحم أنبوب Hettich 4051.
5. يجب إزالة الشحوم الزائدة في غرفة الدوران.

استخدام بعض الملحقات محدود في الوقت المناسب. لأسباب تتعلق بالسلامة، لا يجوز استخدام الملحقات مرة أخرى إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى المسموح به لعدد دورات التشغيل المحددة عليها أو تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد عليها.

ملحقات ذات وقت استخدام محدود

- يمكن رؤية الحد الأقصى المسموح به لعدد دورات التشغيل أو تاريخ انتهاء الصلاحية على الملحقات.
- جهاز الطرد المركزي مجهز بعدد للدورات.

احترس

خطر الإصابة بسبب كسر الزجاج

يمكن أن يؤدي كسر الزجاج إلى وجود شظايا زجاجية وسوائل ملوثة داخل جهاز الطرد المركزي.

- ارتد قفازات مقاومة للقطع.

- ارتد نظارات السلامة وقناع الوجه.

استبدال أوعية الطرد المركزي

في حالة حدوث تسرب أو كسر في أوعية الطرد المركزي، يجب إزالة أجزاء الوعاء المكسورة وشظايا الزجاج ومواد الطرد المركزي المنسكبة بالكامل. تتسبب شظايا الزجاج المتبقية في مزيد من كسر الزجاج.

يجب استبدال الحشوات المطاطية والأكامم البلاستيكية للدورات في حالة انكسار الزجاج. إذا كانت المادة معدية، فيجب إجراء التعقيم.

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

9.1 وصف الأخطاء

إذا لم يكن من الممكن إزالة العطل وفقاً لجدول الأخطاء، فيجب إخطار خدمة العملاء. حدد نوع جهاز الطرد المركزي والرقم التسلسلي. ويمكن رؤية كلا الرقمين على لوحة اسم جهاز الطرد المركزي. * رقم الخطأ لا يظهر على الشاشة.

وصف الخطأ	السبب	العلاج
لا توجد شاشة	بلا جهد. تشغيل منصهر حماية التيار الزائد (فقط لأجهزة الطرد المركزي 08-5005).	<ul style="list-style-type: none"> ■ تحقق من جهد الإمداد. ■ مفتاح الطاقة في موضع المفتاح [//]
TACHO - ERROR 01, 02	عداد السرعة معطل. المحرك، المحول، الإلكترونيات معطلة.	<ul style="list-style-type: none"> ■ افتح الغطاء. ■ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0]. ■ انتظر 10 ثوانٍ على الأقل. ■ أدر العنصر الدوار بقوة باليد. ■ اضبط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//]. ■ يجب أن يدور العنصر الدوار في أثناء التشغيل.


وصف الخطأ	السبب	العلاج
عدم التوازن	يتم تحميل العنصر الدوار بشكل غير متساو.	<ul style="list-style-type: none"> افتح الغطاء أو الفتحة. تحقق من الحمل على الدوار. كرر تشغيل الطرد المركزي.
CONTROL - ERROR 04, 06-09	خطأ في قفل الغطاء.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
< N بعد أقصى 05	خطأ في السرعة الزائدة	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
N > دقيقة 13	خطأ في السرعة المنخفضة.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
كود العنصر الدوار 10	خطأ في تسجيل العنصر الدوار	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
انقطاع التيار الكهربائي	انقطاع الشبكة في أثناء تشغيل الطرد المركزي. لم تكتمل عملية الطرد المركزي.	<ul style="list-style-type: none"> افتح الغطاء. اضغط على المفتاح [البدء]. عند الضرورة: كرر تشغيل الطرد المركزي.
VERSION-ERROR 12	المكونات الإلكترونية غير متطابقة، خطأ/خلل في الإلكترونيات.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
SER I/O - ERROR 30-38	خطأ/خلل في الواجهة.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
C * - ERROR 50-56, 58 °	خطأ/عطل في التبريد.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
LOCK - ERROR 57	خطأ/خلل في قفل البرنامج.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
FU / CCI - ERROR 60-83	خطأ/عطل في التحكم في المحرك.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
CONTROL - ERROR 26, 90-95, 97 - 99	خطأ/عطل في جزء التحكم.	<ul style="list-style-type: none"> قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي.
< N الدوار بعد أقصى 96	السرعة في البرنامج المحدد أكبر من السرعة القصوى للدوار.	<ul style="list-style-type: none"> فحص وتصحيح سرعة الدوران.
	تم تغيير الدوار. يتمتع الدوار المثبت بسرعة قصوى أعلى من الدوار المستخدم سابقاً. لم يتم التعرف على الدوار بعد من خلال الكشف عن الدوار.	<ul style="list-style-type: none"> اضبط السرعة على السرعة القصوى للدوار المستخدم مسبقاً. اضغط على المفتاح [البدء] لتنفيذ اكتشاف الدوار.
تضيء الشاشة	-	<ul style="list-style-type: none"> أخطر خدمة العملاء.

9.2 قم بإجراء إعادة ضبط التيار الكهربائي

1. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [0].
2. انتظر 10 ثوانٍ.
3. اضغط مفتاح التيار الكهربائي على الوضع [//].


9.3 الإصدار في حالة الطوارئ

في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لا يمكن فتح الغطاء باستخدام المحرك. يجب أن يتم فتح القفل في حالات الطوارئ يدوياً.

تحذير ⚠️ 

خطر حدوث صدمة كهربائية بسبب أعمال الصيانة والخدمة على المعدات الحية.

- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إجراء أعمال الصيانة والإصلاح.

تحذير ⚠️ 


خطر القطع والسحق بسبب تحريك الدوار.

- لا تفتح الغطاء إلا عندما يتوقف الدوار.

العاملين:

■ مستخدم مدرب

1. انظر من خلال النافذة الموجودة في الغطاء للتأكد من أن الدوار ثابت.
2. أدخل المفتاح السداسي أفقيًا في الفتحة (1) وأدره إدارة نصفية في اتجاه عقارب الساعة حتى يفتح الغطاء.
3. أخرج المفتاح السداسي من الفتحة (1).
4. عند عودة الطاقة، اضغط على الزر [الغطاء] حتى يعود قفل الغطاء الآلي إلى موضعه الأولي (مفتوح).



صورة 30: الإصدار في حالة الطوارئ

1 الثقب

10 التصرف


10.1 ملاحظات عامة

يمكن التخلص من الجهاز عن طريق الشركة المصنعة.

من أجل الإرجاع، يجب دائمًا طلب نموذج الإرجاع (RMA).
إذا لزم الأمر، فاتصل بالخدمة الفنية للشركة المصنعة.

Andreas Hettich GmbH & Co. KG -
Föhrenstraße 12 -
78532 توتلينغن، ألمانيا -
الهاتف: +49 705 7461 1400 -
البريد الإلكتروني: service@hettichlab.com -



تحذير ⚠️ 

خطر التلوث والتلوث على الإنسان والبيئة

عند التخلص من جهاز الطرد المركزي، يمكن أن يتلوث الأشخاص والبيئة بسبب التخلص منه بشكل غير صحيح أو غير مناسب.

- لا يجوز إجراء عملية التفكيك والتخلص إلا تحت إشراف متخصص خدمة مدرب ومعتمد.

الجهاز مخصص للقطاع التجاري ("Business to Business" - B2B).

وفقًا للتوجيه EU/2012/19، لم يعد من الممكن التخلص من الأجهزة مع النفايات المنزلية.

يتم تخصيص الأجهزة للمجموعات التالية وفقًا لمؤسسة تسجيل المعدات الكهربائية القديمة (EAR):

- المجموعة 1 (مبادل حراري)

يشير رمز سلة المهملات المشطب عليها إلى أنه لا يجوز التخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية. قد تختلف لوائح التصرف في كل بلد. إذا لزم الأمر، فاتصل بالمورد.


















صورة 31: حظر النفايات المنزلية



















11 الفهرس

تغيير أوعية الطرد المركزي..... 42	استكشاف الأخطاء وإصلاحها..... 42
توصيل جهاز الطرد المركزي..... 21	إشارة صوتية
د	تفعيل/إلغاء تفعيل..... 36
دبوس الدعم	إعادة ضبط التيار الكهربائي..... 43
السدادة المطاطية..... 41	إعداد التاريخ والوقت..... 37
ذ	إعداد جهاز الطرد المركزي..... 21
ذاكرة وسيطة	اكتشاف العنصر الدوار..... 34
آلي..... 34	الإرجاع..... 19
ر	الإعداد في أثناء الطرد المركزي..... 30
رابط البرنامج -	البرنامج -
الإعداد..... 37	الإدخال..... 34
التغيير..... 38	التحميل..... 33
الحذف..... 38	التغيير..... 34
تشغيل الطرد المركزي..... 38	الطلب..... 33
رسائل الخطأ..... 42	التحميل..... 25
س	التسارع النسبي للطرد المركزي (RCF/RZB)..... 33
ساعات العمل	التشغيل..... 22
معلومات النظام..... 36	التصرف..... 44
سرعة الدوران الدورة في الدقيقة..... 32	التعقيم..... 41, 40
سوء الاستخدام المتوقع..... 7	التفريغ..... 20
ط	التنظيف..... 40
طلب	التنظيف والتعقيم
معلومات النظام..... 35	ملاحظات..... 39
ظ	الرموز..... 6
ظرف النقل..... 19	الطرد المركزي
ظروف التخزين..... 19	بمدى التحمل..... 29
ع	مع ارتفاع كثافة المواد..... 33
عمود المحرك	مع تأخير الوقت..... 30
السدادة المطاطية..... 42	العنصر الدوار
غ	إزالة..... 23
غرفة الطرد المركزي	التحميل..... 26, 26
الفحص..... 42	تركيب..... 23
ف	الغرض المحدد..... 6
فترات..... 41	الغطاء
الصيانة..... 38	إغلاق..... 23
ق	فتح..... 23
قطع الغيار الأصلية..... 18, 18	الملحقات..... 18
ل	التطهير..... 41
لوحة الاسم..... 12	الجهاز..... 40
ليس الغرض المحدد..... 7	الفحص..... 41
م	مع فترة استخدام محدودة..... 42
مؤهل الأفراد..... 7	إيقاف التشغيل..... 23
مؤهلات الأفراد..... 7	ب
مدة التشغيل..... 32	بيانات الطرد المركزي بعد التشغيل..... 36
مدى التحمل..... 29	ت
مسؤولية المشغل..... 7	تسارع الطرد المركزي المتكامل
معدات الحماية..... 7	تسجيل التأكيد المتكامل..... 32
معدات الحماية الشخصية..... 7	تسارع الطرد المركزي النسبي
معلومات البدء والإيقاف..... 31	RCF..... 32
	تشحيم
	السدادة المطاطية..... 41, 41
	تعليمات الأمان..... 8
	تعليمات الأمان العامة..... 8
	تعليمات للأفراد..... 7

31	مفتاح الإغلاق
25	ملء
	ملصقات
14	على الجهاز
13	على العبوة
	ن
18	نطاق التسليم
	نظام الأمن الحيوي
40	الجهاز
41	الفحص
	نظف
40	التطهير
40	الجهاز
	و
	واجب
38	الصيانة
42	وصف الأخطاء













Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories













4174	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)								
	4213		4213-93			4214			
									
	---	---	---	---	---	---	---	---	
								---	
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	7,5 - 8,2	5 - 10	---
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	15 x 92	16 x 100	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192	192	192	192	192	120	120	---
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

4174	5052 + 5057								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment 9)								
	4214		4214-93			4215		4216	4218
									
	---	---	---	---	---	---	---	---	
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	15 x 102	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120	120	120	120	44	44	24	16
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".




4174		5052 + 5057							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾							
		4220		4222		4222-93		---	
								---	
---		---		---		---		---	
---									
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 3,4	1 - 5	---
Maße / dimensions	∅ x L	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64	64	120	120	120	120	120	---
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

4174		5052 + 5057									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾									
		---		4223		---		4224		4225	
		---				---					
---		---		---		---		---			
---											
Kapazität / capacity	ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2		
Maße / dimensions	∅ x L	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	100	100	100	---	252	336	336		
Drehzahl / speed	RPM	---	4500	4500	4500	---	4500	4500	4500		
RZB / RCF	²⁾	---	5003	5003	5003	---	5003	5094	5094		
Radius / radius	mm	---	221	221	221	---	221	225	225		
 9 (97%)	sec	125									
 9	sec	197									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".

4174	5052 + 5057									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)									
	max. Beladung / max. load: 1100 g									
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾									
		4226	4232	4249	SK 09.00	4238	4241	4245-A		
	Microtainer	---	---	---	5127	---	---			
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	50	14	250	290	25	50	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		312	92	24	92	4	4	32	32	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5003	5184	5094	5117	5003	5003	5003	5184	
Radius / radius	mm	221	229	225	226	221	221	221	269	
	9 (97%)					125				
	9					197				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1								
















4174	5052 + 5057				5052	---				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)				---					
	max. Beladung / max. load: 1100 g				---					
	mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾				---					
		4258		4258+4449		6322	---			


















	0512	0554	4234-A	Corning	Corning	---				

Kapazität / capacity	ml	750	650	750	500	250	---			
Maße / dimensions	Ø x L	mm	97 x 152	97 x 139	96 x 135	96 x 147	60 x 162	---		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4				4	6	---		
Drehzahl / speed	RPM	4500				---				
RZB / RCF	²⁾	5184				5184	5003	---		
Radius / radius	mm	229				229	221	---		
	9 (97%)					125				
	9					197				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾					-1				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.
















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".















4174	4522-A								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	4213		4213-93			4214			
									
	---	---	---	---	---	---	---	---	
									
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	7,5 - 8,2	5 - 10	10
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	15 x 92	16 x 100	115 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		192	192	192	192	192	120	120	120
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF		5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

4174	4522-A								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g								
	4214		4214-93		4215		4216	4218	
									
	---	---	---	---	---	---	---	---	
									
Kapazität / capacity	ml	15	15	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	17 x 100	17 x 100	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120		120		44		24	16
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF		5003							
Radius / radius	mm	221							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.



- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.


















4174	4522-A									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g									
	4220		4222		4222-93		---			
							---			
	---	---	---	---	---	---	---	---		
								---		
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 - 2,9	1 - 5	---	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		64		120		120		---		
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5003								
Radius / radius	mm	221								
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1								

4174	4522-A									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times   max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g									
	---	4223			---	4224		4225		
	---				---					
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	---				---				---	
Kapazität / capacity	ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	100			---	252	336		
Drehzahl / speed	RPM	---	4500	4500	4500	---	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	---	5003	5003	5003	---	5003	5094	5094	
Radius / radius	mm	---	221	221	221	---	221	225	225	
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.


















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4174		4522-A							
<p>Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times</p>  <p>max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)</p>									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)							
		max. Beladung / max. load: 1100 g ---							

		4226	4232	SK 09.00	4249	4238	4241	4245-A	
									
		Microtainer	---	---	---	5127	---	---	---
						 8)	 8)		
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	14	50	250	290	25	50
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	8 x 45	17 x 120	16,5 x 106	29 x 115	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		312	92	138	24	4		32	32
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5003	5184	5117	5094	5003		5003	5184
Radius / radius	mm	221	229	226	225	221		221	229
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-1							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4522-A					4524-A				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)					max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)				
	max. Beladung / max. load: 1100 g					max. Beladung / max. load: 2160 g				
	---					---				
	4258		4258+4449		6322	4529-AO ¹⁰⁾	4529-AM ¹⁰⁾	4529-AU ¹⁰⁾		
										
0512		0554	4234-A	Corning	Corning	---	---	---		
 8)		 8)	 8)			 13)				
Kapazität / capacity	ml		750		650		750		500	
Maße / dimensions	Ø x L		mm		97 x 152		97 x 139		96 x 135	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4		4		4		4		8	
Drehzahl / speed	RPM		4500		4500		4500		4500	
RZB / RCF	2)		5184		5184		5003		5683	
Radius / radius	mm		229		229		221		251	
 9 (97%)	sec		125		125		125		125	
 9	sec		197		197		197		197	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾		-1-		-1-		-1-		10	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.




















	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm















- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

















- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".



4174	4524-A		4546-A		4591-A		4595-C					
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							 max. 3500 RPM zulässig					
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 35000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycles: 4500 (3500 RPM) 15000 (3000 RPM)					
	max. Beladung / max. load: 2160 g		max. Beladung / max. load: 2200 g		max. Beladung / max. load: 2160 g		max. Beladung / max. load: 2570 g					
	4592-B		4559-A		4598-A	4592-B		4596-A				
												
4-fach / 4-times		1-fach / 1-times		4587-A	4-fach / 4-times	4584-A	3-fach / 3-times	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4587-A	---	
 13)		 12)		 13)	 12)	 13)	 13)	 12)	---			
Kapazität / capacity	ml		500	750	---	450	---	450	500	750	---	max. 1600
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	8		8		8		8		8		4	
Drehzahl / speed	RPM		4500								3500	
RZB / RCF	2)		5683		5479		5705		5705		3328	
Radius / radius	mm		251		242		252		252		243	
 9 (97%)	sec		125								95	
 9	sec		197								131	
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$		10								-12	











4174	4579-A	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	---	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000								
	---	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)								
	---	---	---	---	4449	4430			---	
---	---	---	---					---		
---	4255 / 4255-P 4)	0512	4239	Corning		Nalgene®	Nunc®	---		
---	 11)	 5) 8)	 5) 8)	 5)	 5)	 5)	 5)	---		
Kapazität / capacity	ml		1000	750	1000	500	250	175	200	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm		98 x 138	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	4		4							
Drehzahl / speed	RPM		4500							
RZB / RCF	2)		5501							
Radius / radius	mm		243							
 9 (97%)	sec		125							
 9	sec		197							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$		-11							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrencherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³".
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³".
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4174	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM) 1000g (4020 RPM) 1200g (3670 RPM)									
	4432			4433			4434			
										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			 2)	 2)			 2)	 2)	 2)	
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	15	15
Maße / dimensions	∅ x L	mm	11 x 38	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	17 x 100	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		168			120			76		
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5003			4935			5094		
Radius / radius	mm	221			218			225		
 9 (97%)	sec							125		
 9	sec							197		
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-11								

4174	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)									

	4434									
										
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
 5)		---						---	---	
Kapazität / capacity	ml	10	10	---	4 - 5,5	9 - 10	4 - 7	5 - 10	---	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	15 x 102	16 x 80	---	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76								
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5094								
Radius / radius	mm	225								
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-11								

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche


















5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar


















1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements













5) 4255 cannot be closed with the lid
















4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 								
	max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)								
	4435		4437		4438		4438 + 0726		
									
---	---	---	---	---	---	---	---		
									
Kapazität / capacity	ml	2,6 – 3,4	4,9	1,6 - 5	4 – 7	15	25	30	25
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		84	84	84	84	48	28	28	28
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
RZB / RCF	²⁾	4935	4935	4935	4935	5207	5026	5026	4845
Radius / radius	mm	218	218	218	218	230	222	222	214
 g (97%)	sec	125							
 g	sec	197							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	-11							

4174	4579-A + 4255 / 4255-P 4)									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 									
	max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 800 g (4500 RPM); 1000 g (4020 RPM), 1200 g (3670 RPM)									
	4439		4440		4441		4442		4443	
										
---	Falcon®	Falcon®	---	---	---	---	5127			
	 ²⁾	 ⁵⁾	 ⁵⁾			 ^{5), 8)}	 ⁸⁾			
Kapazität / capacity	ml	50	225	175	50	100	290	250		
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		16	4	4	20	8	4	4		
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500		
RZB / RCF	²⁾	4890	5501	5501	5207	4867	5320	5320		
Radius / radius	mm	216	243	243	230	215	235	235		
 g (97%)	sec	125								
 g	sec	197								
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	-11								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.













- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.














4174	4572				4547-B + 5621				
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 (4500 RPM), 45000 (3300 RPM) 90000 (2700 RPM)				max. Laufzyklen / max. cycles: 30000				
	max. Beladung / max. load: 1440 g				max. Beladung / max. load: 1200 g				
	---				---				
	4493		---		---		SK 32.08		SK 31.12-2
		---		---					
---		---		---		Kartusche		Kartusche	
				---					
Kapazität / capacity	ml	1 – 5	4 - 7	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions	∅ x L	mm	13 x 75	13 x 100	---	---	43 x 193	43 x 114,5	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		224		---	---	4		8	
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	4718		---	---	5569		5524	
Radius / radius	mm	208		---	---	246		244	
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	3				-9			

4174	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
			4449		4430		4432			
										
			0512		4239		Corning		Corning	
										
										
Kapazität / capacity	ml	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	4	4	4	4	4	168	168	
Drehzahl / speed	RPM	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
RZB / RCF	²⁾	5592	5592	5592	5592	5592	5592	5094	5094	
Radius / radius	mm	247	247	247	247	247	247	225	225	
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	-9								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.













- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

















4174	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
	4433				4434					
										
	---	---	---	---	---	---	---	---		
	 2)	 2)			 2)		---	---		
Kapazität / capacity	ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	10	---	---	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	16 x 80	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		120				76				
Drehzahl / speed	RPM	4500				---				
RZB / RCF	2)	5026				5184				
Radius / radius	mm	222				229				
 9 (97%)	sec	125				---				
 9	sec	197				---				
Temperatur / temperature	°C 1)	-9				---				

4174	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen /max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
	4434									
										
	---	---	---	---	---	---	---	---		
	 2)							 2)		
Kapazität / capacity	ml	8	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8	5 - 10	12	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 81	15 x 75	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 125	16 x 100	16 x 101
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76								
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	2)	5184								
Radius / radius	mm	229								
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C 1)	-9								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
















4174	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
	4434		4435				4437	4438 + 0726	
									
									
Kapazität / capacity	ml	10	15	2,6 – 2,9	4,9	1 - 5	4 - 7	15	25
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	17 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		76	76	84	84	84	84	48	28
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5184	5184	5026	5026	5026	5026	5298	4913
Radius / radius	mm	229	229	222	222	222	222	234	217
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	-9							

4174	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
	4438		4439		4440		4441	4442	4443
									
									
Kapazität / capacity	ml	25	30	50	225	175	50	100	250
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	25 x 90	25 x 110	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		28	28	16	4	4	20	8	4
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5117	5117	4981	5592	5592	5298	4958	5411
Radius / radius	mm	226	226	220	247	247	234	219	239
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	-9							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4174	4547-B + 5621				4523-A						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000				 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)						
	max. Beladung / max. load: 1200 g				max. Beladung / max. load: 1200 g						
	4443	---	---	SK 61.98	4548	4516-A		---			
		---	---					---			
	---	---	---	---	4-fach / 4-times	3-fach / 3-times	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A	1-fach / 1-times	
 8)	---	---		 13)	 13)	 12)	 13)				
Kapazität / capacity	ml	290	---	---	50	500	450	500	750	---	1000
Maße / dimensions	$\varnothing \times L$	mm	62 x 137	---	---	29 x 115	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	---	---	20	4	---	4	---	---	4
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	5411	---	---	5094	5524	---	5660	---	---	5705
Radius / radius	mm	239	---	---	225	244	---	250	---	---	252
 9 (97%)	sec	125									
 9	sec	197									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$	-9							3		

4174	4523-A		---	SK 06.07 + 5629							
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)		---	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							
	max. Beladung / max. load: 1200 g		---	max. Beladung / max. load: 700 g							
	4508	SK 03.18	---	4626							
	 14)		---								
	4-fach / 4-times	1-fach / 1-times	4589-A	1-fach / 1-times	---	MTP	MTP	MS	CP		
 13)	 12)		---	---							
Kapazität / capacity	ml	500	750	---	300	---	---	---	---		
Maße / dimensions	TxBxH / DxVxH	mm	---	---	---	86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4		4	---	24	20	4	16		
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	5660		5456	---	4324					
Radius / radius	mm	250		241	---	191					
 9 (97%)	sec	125									
 9	sec	197									
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$	3		---	---	---					

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 14) Einsatz mit Schlitzten für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags












MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate
















CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate

4174		SK 06.07 + 5629						
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM), 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)						
		max. Beladung / max. load: 700 g						
		4626		4626 + 1485		---	---	---
						---	---	---
DWP		Microtest-platten / plate Terasaki	QP	PCR-Platte 96-fach / PCR-plate 96 times	PCR-Strips	---	---	---
						---	---	---
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	0,2	---	---	---
Maße / dimensions	mm	86x128x44,5	59x84x11	86x128x 83	82x124x20	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		4	8	4	4	48	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4500						
RZB / RCF	²⁾	4324						
Radius / radius	mm	191						
 9 (97%)	sec	125						
 9	sec	197						
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	---						

4176		5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM), 30000 (4000 RPM), 40000 (3500 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 1100 g								
		mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
		4213		4213-93		4214				
										
---	---	---	---	---	---	---	---			
 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾			
Kapazität / capacity	ml	6	7	4,5 - 5	5	2,7 - 3	15	15	5 - 10	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	12 x 82	12 x 100	11 x 92	12 x 75	11 x 66	17 x 100	17 x 100	16 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		288			288		180			
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5818								
Radius / radius	mm	257								
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.

- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".















MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate













CP Kulturplatte /
Culture plate

DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system














QP Filterplatte /
Filter plate















4176		5052 + 5057									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)									
		max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾									
		4214		4214-93		4215		4216		4218	
											
											
Kapazität / capacity	ml	10	7,5 – 8,2	4 - 5,5	4 - 7	25	30	50	100	100	100
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	15 x 102	15 x 92	15 x 75	16 x 75	24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100	44 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180		180		66		36		24	
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	5818									
Radius / radius	mm	257									
 9 (97%)	sec	125									
 9	sec	197									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14									

4176		5052 + 5057									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)									
		max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾									
		4220		4222		4222-93		---		---	
											
											
Kapazität / capacity	ml	9 - 10	12	7	4 - 7	5	2,6 – 2,9	1 – 5	---	---	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	16 x 92	17 x 100	12 x 100	13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96		180		180		---		---	
Drehzahl / speed	RPM	4500									
RZB / RCF	²⁾	5818									
Radius / radius	mm	257									
 9 (97%)	sec	125									
 9	sec	197									
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.













- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".













4176		5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 PM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
		---	4223			---	4224		4225	
		---				---				
---	 ₂₎		 ₂₎	---	 ₂₎			---		
Kapazität / capacity	ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	150	150	150	150	378	504		
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5818			---		5818		5909	
Radius / radius	mm	---	257			---		257		
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14								

4176		5052 + 5057								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 PM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾								
		4226	4232	4249	SK 09.00	4238		4241	4245-A	
										
Microtainer		---	---	---	5127		---	---	---	
								 ₈₎		
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	50	14	250	290	25	50	
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		468	138	36	138	6		48	48	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5818	5999	5909	5954	5818		5818	5999	
Radius / radius	mm	257	265	261	263	257		257	265	
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.


















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".















4176	5052 + 5057		5052		---			
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)					---			
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 50 RPM)					---		
	max. Beladung / max. load: 1100 g mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾					---		
	4258		4258 + 4449		6322		---	
							---	
	0512		0554		4234-A		Corning	
								
	Kapazität / capacity		ml		750		250	
	Maße / dimensions Ø x L		mm		97 x 152		60 x 162	
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6		6		6	
Drehzahl / speed		RPM		4500		---		
RZB / RCF		2)		5999		5818		
Radius / radius		mm		265		257		
 9 (97%)		sec		125		---		
 9		sec		197		---		
Temperatur / temperature		°C ¹⁾		14		---		

4176	4522-A									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)									
	max. Beladung / max. load: 1100 g ---									
	4213		4213-93			4214			---	
									---	
	---		---		---		---		---	
										
	Kapazität / capacity		ml		6		7		4,5 - 5	
	Maße / dimensions Ø x L		mm		12 x 82		12 x 100		11 x 92	
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor		288		288		180		---	
Drehzahl / speed		RPM		4500		---		---		
RZB / RCF		2)		5818		---		---		
Radius / radius		mm		257		---		---		
 9 (97%)		sec		125		---		---		
 9		sec		197		---		---		
Temperatur / temperature		°C ¹⁾		14		---		---		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.














- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".




















4176		4522-A											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)											
		max. Beladung / max. load: 1100 g ---											
		4214		4214-93		4215		4216	4218				
													
		---	---	---	---	---	---	---	---				
													
Kapazität / capacity	ml	15		4 - 5,5		4 - 7		25	30	50	100		
Maße / dimensions	∅ x L	mm		17 x 100		15 x 75		16 x 75		24 x 100	25 x 110	34 x 100	44 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180		180		66		36	24				
Drehzahl / speed	RPM	4500											
RZB / RCF	²⁾	5818											
Radius / radius	mm	257											
 9 (97%)	sec	125											
 9	sec	197											
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14											

4176		4522-A											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)		 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)											
		max. Beladung / max. load: 1100 g ---											
		4220		4222		4222-93		---	---				
													
		---	---	---	---	---	---	---	---				
													
Kapazität / capacity	ml	9 - 10		12		7		4 - 7	5	2,6 - 2,9	1 - 5	---	
Maße / dimensions	∅ x L	mm		16 x 92		17 x 100		12 x 100		13 x 100	12 x 75	13 x 65	13 x 75
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		96		180		180		---	---			---	
Drehzahl / speed	RPM	4500											
RZB / RCF	²⁾	5818											
Radius / radius	mm	257											
 9 (97%)	sec	125											
 9	sec	197											
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14											

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

















- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4176	4522-A								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)								
	max. Beladung / max. load: 1100 g								
	---	4223			---	4224		4225	
---				---					
---				---					
Kapazität / capacity	ml	---	9	8	12	---	4	1,5	2
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	---	14 x 100	16 x 125	16 x 101	---	10 x 88	11 x 38	11 x 38
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		---	150			---	378	504	
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	---	5818			---	5818	5909	
Radius / radius	mm	---	257			---	257	261	
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

4176	4522-A								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)								
	max. Beladung / max. load: 1100 g								
	---	4226	4232	4249	SK 09.00	4238	4241	4245-A	
---	      								
---	Microtainer	---	---	---	5127	---	---	---	
---									
Kapazität / capacity	ml	0,8	15	50	14	250	290	25	50
Maße / dimensions \varnothing x L	mm	8 x 45	17 x 120	29 x 115	16,5 x 106	62 x 122	62 x 137	25 x 90	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		468	138	36	138	6		48	48
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5818	5999	5909	5954	5818		5818	5999
Radius / radius	mm	257	265	261	263	257		257	265
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	14							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4176	4522-A					4524-A											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1100 g ---					 max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 2160 g ---											
	4258		4258 + 4449		6322	4529-AO ¹⁰⁾	4529-AM ¹⁰⁾	4529-AU ¹⁰⁾									
																	
	0512	0554	4234-A	Corning	Corning	---	---	---									
	 8)		 8)		 8)		 13)										
	Kapazität / capacity	ml		750	650	750	500	250	500								
	Maße / dimensions	Ø x L		mm		97 x 152		96 x 139		96 x 135		96 x 147		60 x 162		---	
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6		6		6		6		12		---		---			
	Drehzahl / speed	RPM		4500													
	RZB / RCF	2)		5999		5999		5818		6498		---		---			
Radius / radius	mm		265		265		257		287		---		---				
 9 (97%)	sec		---		125		---		---		---		---				
 9	sec		---		197		---		---		---		---				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾		14					16									

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.


















	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm

- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4524-A		4546-A		4591-A		4595-C					
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)							 max. 3500 RPM zulässig					
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500-RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycle: 30000 (4500 RPM) 35000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 (4500 RPM) 30000 (4000 RPM) 40000 (3500 RPM)		max. Laufzyklen / max. cycles: 4500 (3500 RPM) 15000 (3000 RPM)					
	max. Beladung / max. load: 2160 g		max. Beladung / max. load: 2200 g		max. Beladung / max. load: 2160 g		max. Beladung / max. load: 2570 g					
	---		---		---		---					
	4592-B		4559-A		4598-A	4592-B		---	4596-A			
								---				
	4-fach / 4-times		4-fach / 4-times		3-fach / 3-times	4-fach / 4-times		0550	---			
	 13)		 12)		 13)	 12)		 8)	---			
	Kapazität / capacity	500	750	---	450	---	450	500	750	---	2000	max. 1600
	Maße / dimensions \varnothing x L	---		---		---		---		180x150x100		---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	12		12		12		12		6		6	
Drehzahl / speed	RPM 4500		RPM 4500		RPM 4500		RPM 4500		RPM 3500		RPM 3500	
RZB / RCF	2) 6498		6271		6498		6498		3848		3821	
Radius / radius	mm 287		mm 277		mm 287		mm 287		mm 281		mm 279	
 9 (97%)	sec		125		95		131		-			
 9	sec		197		131		-		-			
Temperatur / temperature	$^{\circ}\text{C}$ 1)		16		-		-		-3			

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 10) Darf nur in Gehänge 4524-A und beidseitig beladen verwendet werden. Bei Verwendung der Haltestifte darf die max. RZB 1000 nicht überschritten werden.















	Position der Haltestifte	Abstand der Haltestifte vom Einsatzboden (innen)
4529-AO	oben	199,5 mm
4529-AM	Mitte	182,0 mm
4529-AU	unten	164,5 mm
















- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 10) May only be used in bucket 4524-A and with both sides loaded. If the holding pins are used the max. RCF of 1000 may not be exceeded.

	Position of the holding pins	Distance of the holding pins from the bottom of the inserts (inside)
4529-AO	upper section	199.5 mm
4529-AM	middle section	182.0 mm
4529-AU	lower section	164.5 mm

- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4579-A	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	---	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RKM)								
	---	---	---	4449	4430			---		
	---	---	---					---		
	4255 / 4255-P ⁴⁾	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene®	Nunc®	---		
	 11)	 5) 8)	 5) 8)	 5)	 5)	 5)	 5)	---		
Kapazität / capacity	ml	1000	750	1000	500	250	175	200	---	
Maße / dimensions	∅ x L	mm	98 x 138	97 x 152	98 x 175	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	6	6	6	6	---	
Drehzahl / speed	RPM	4500							---	
RZB / RCF	²⁾	6294							---	
Radius / radius	mm	278							---	
 9 (97%)	sec	125							---	
 9	sec	197							---	
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4							---	

4176	4579-A	4255 / 4255-P ⁴⁾								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)									
	---	4432	4433			4434				
	---									
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	 2)	 2)	 2)	 2)	 2)	---	 2)	 2)	---	
Kapazität / capacity	ml	1,5	2,0	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	---	15
Maße / dimensions	∅ x L	mm	11 x 38	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	---	17 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		252		180			114			
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5796	5750			5886				
Radius / radius	mm	256	254			260				
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4								

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche

5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar

8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

11) Maximale Beladung 800g. Bei einer Beladung über 800g muss die Drehzahl reduziert werden, siehe Beschriftung auf dem Becher. Berechnung der reduzierten Drehzahl siehe Kapitel "Zentrifugation von Stoffen oder Stoffgemischen mit einer höheren Dichte als 1,2 kg/dm³".

1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)



2) Observe the tube manufacturer's instructions.











4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements



5) 4255 cannot be closed with the lid















8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

11) Maximum load 800g. With a load higher than 800g the speed has to be reduced, see label on the bucket. Calculation of the reduced speed see chapter "Centrifugation of materials or mixtures of materials with a density higher than 1.2 kg/dm³".

4176	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 +									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPKM)									



	4434 									
	---	---	---	---	---	---	---	---		
	 5)		 2)					---		
Kapazität / capacity	ml	10	8	4 - 5,5	9 - 10	4 - 7	5 - 10	---		
Maße / dimensions	Ø x L	mm	15 x 102	16 x 80	16 x 81	15 x 75	16 x 92	16 x 75	16 x 100	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114							---	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5886								
Radius / radius	mm	260								
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4								


















4176	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  \sphericalangle 90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 +									
	max. Laufzyklen / max. cycles: 30000									
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)									








		4435		4437		4438		4438 + 0726		
										
	---	---	---	---	---	---	---	---		
								 2)		
Kapazität / capacity	ml	2,6 - 2,9	4,9	1 - 5	4 - 7	15	25	30	25	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	25 x 90	25 x 110	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		126			72		42		42	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5750			6022		5818		5615	
Radius / radius	mm	254			266		257		248	
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	4								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
















4176	4579-A + 4255 / 4255-P ⁴⁾							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 + max. Laufzyklen / max. cycles: 30000							
	max. Beladung / max. load: 800g (4500 RPM), 1000g (4020 RPM), 1200g (3670 RPM)							













	4439	4440	4441	4442	4443	5127		SK 61.98
								
---	Falcon®	Falcon®	---	---	---	5127	---	
 2)	 5)	 5)	 2)	 2)	 5), 8)	 8)	 5)	
Kapazität / capacity ml	50	225	175	50	100	290	250	50
Maße / dimensions Ø x L mm	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 137	61 x 122	29 x 115
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	24	6	30	12	6	6	6	30
Drehzahl / speed RPM	4500							
RZB / RCF ²⁾	5705	6294	5999	5683	6113	6113	6113	5796
Radius / radius mm	252	278	265	251	270	270	270	256
 9 (97%)				125				
 9				197				
Temperatur / temperature °C ¹⁾	4							

4176	4572	---								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 --- max. Laufzyklen / max. cycles: 19000 (4500 RPM), 45000 (3300 RPM) 90000 (2700 RPM) --- max. Beladung / max. load: 1440 g --- ---									
	4493						---	---	---	---
	 --- --- --- ---						---	---	---	---
	 1-5	 4-7	---	---	---	---	---	---	---	
Kapazität / capacity ml	1 – 5	4 – 7	---	---	---	---	---	---		
Maße / dimensions Ø x L mm	13 x 75	13 x 100	---	---	---	---	---	---		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	336		---	---	---	---	---	---		
Drehzahl / speed RPM	4500		---	---	---	---	---	---		
RZB / RCF ²⁾	5522		---	---	---	---	---	---		
Radius / radius mm	244		---	---	---	---	---	---		
 9 (97%)	125		---	---	---	---	---	---		
 9	197		---	---	---	---	---	---		
Temperatur / temperature °C ¹⁾	10		---	---	---	---	---	---		

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur (nur bei Kühlzentrifuge)
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 3) Gefäß nur belastbar bis RZB 700
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 5) 4255 nicht mit Deckel verschließbar
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.




- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature (only with cooling centrifuges)
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 3) tube will not stand RCF values exceeding 700
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 5) 4255 cannot be closed with the lid
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.











4176	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
	---		4449		4430		4432			
	---									
	0512	4239	Corning	Corning	Nalgene	Nunc	---	---		
	 8)	 8)								
	Kapazität / capacity	ml	750	1000	500	250	175	200	1,5	2,0
	Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	97 x 152	96 x 176	96 x 147	60 x 162	61,5 x 139,2	60 x 130	11 x 38	11 x 38
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	6	6	6	6	6	6	252
	Drehzahl / speed	RPM	4500							
	RZB / RCF	²⁾	6384	6384	6384	6384		5886		
Radius / radius	mm	282	282	282	282		260			
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$	9								







4176	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\sphericalangle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
	4433				4434					
										
	---	---	---	---	---	---	---	---		
	 2)	 2)			 2)	---		---		
	Kapazität / capacity	ml	5	7	2,7 - 3	4,5 - 5	9	---	10	---
	Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	12 x 75	12 x 100	11 x 66	11 x 92	14 x 100	---	16 x 80	---
	Anzahl p. Rotor / number p. rotor		180				114		---	
	Drehzahl / speed	RPM	4500							
	RZB / RCF	²⁾	5841				5977		---	
Radius / radius	mm	258				264		---		
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}^{1)}$	9								












- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 4) 4255-P: spezielle Oberflächenbehandlung für höchste hygienische Ansprüche
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 4) 4255-P: special surface treatment for highest hygienic requirements
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.

4176	4547-B + 5621								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 - 5RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g								
	4434								
									











	 2)							 2)	
Kapazität / capacity	ml	8	4 - 5,5	7,5 - 8,2	9 - 10	4 - 7	8	5 - 10	12
Maße / dimensions	Ø x L	mm	16 x 81	15 x 75	15 x 92	16 x 92	16 x 75	16 x 125	16 x 101
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114							
Drehzahl / speed	RPM	4500							
RZB / RCF	²⁾	5977							
Radius / radius	mm	264							
 9 (97%)	sec	125							
 9	sec	197							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9							


















4176	4547-B + 5621									
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g									
	4434		4435				4437		4438 + 0726	
										

		 2)	 2)						 2)	
Kapazität / capacity	ml	10	15	2,6 - 2,9	4,9	1 - 5	4 - 7	15	25	
Maße / dimensions	Ø x L	mm	15 x 102	17 x 100	13 x 65	13 x 90	13 x 75	13 x 100	17 x 120	24 x 100
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		114			126			72	42	
Drehzahl / speed	RPM	4500								
RZB / RCF	²⁾	5977			5841			6090	5728	
Radius / radius	mm	264			258			269	253	
 9 (97%)	sec	125								
 9	sec	197								
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9								

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.










- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

4176	4547-B + 5621											
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g											
	4438		4439		4440		4441		4442		4443	
												
	---		---		---		---		---		5127	
Kapazität / capacity	ml	25	30	50	225	175	50	100	250			
Maße / dimensions	Ø x L	mm	25 x 90	25 x 110	34 x 100	61 x 137	61 x 118	29 x 115	44 x 100	62 x 122		
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		42		24		6		30		12		6
Drehzahl / speed	RPM	4500										
RZB / RCF	²⁾	5909		5773		6384		6090		5750		6203
Radius / radius	mm	261		255		282		269		254		274
 9 (97%)	sec	125										
 9	sec	197										
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9										

4176	4547-B + 5621						4523-A										
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  90° max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)	 max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 max. Beladung / max. load: 1200 g						 max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM) max. Beladung / max. load: 1200 g										
	4443		---		SK 20.16		SK 61.98		4548		4516-A		---				
			---										---				
	---		---		Flasche / bottle		---		4-fach / 4-times		3-fach / 3-times		4-fach / 4-times		1-fach / 1-times		
		---															
Kapazität / capacity	ml	290		---		375		50		500		450		---		1000	
Maße / dimensions	Ø x L	mm		62 x 137		---		65 x 145,5		29 x 115		---		---		---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6		---		---		30		6		6		6		6	
Drehzahl / speed	RPM	4500															
RZB / RCF	²⁾	6203		---		6294		5886		6316		6475		6520		---	
Radius / radius	mm	274		---		278		260		279		286		288		---	
 9 (97%)	sec	125															
 9	sec	197															
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	9															

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".
- 13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".
- 13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

4176	4523-A		---	---	---	---	---
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  $\angle 90^\circ$ max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)			---	---	---	---	---
	max. Laufzyklen / max. cycles: 10000 (4500 RPM) 20000 (4000 RPM) 30000 (3500 RPM)		---	---	---	---	---
	max. Beladung / max. load: 1200 g ---		---	---	---	---	---
	4508 SK 03.18		---	---	---	---	---
	 14)			---	---	---	---
4-fach / 4-times 1-fach / 1-time 4589-A 1-fach		---	---	---	---	---	
 13)  12)  13)		---	---	---	---	---	
Kapazität / capacity ml	500	750	---	300	---	---	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$ mm	---	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor	6		---	6	---	---	---
Drehzahl / speed RPM	4500		---	---	---	---	---
RZB / RCF 2)	6475		---	6271	---	---	---
Radius / radius mm	286		---	277	---	---	---
 9 (97%) sec	125		---	---	---	---	---
 9 sec	197		---	---	---	---	---
Temperatur / temperature °C 1)	9		---	---	---	---	---

1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur

2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

12) Ausgleichseinsatz. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

13) Ausgleichsgewichte Set (4566) erhältlich. Handhabung siehe in Kapitel "Beladen des Rotors".

14) Einsatz mit Schlitz für Bänder zur Fixierung der Blutbeutel.













1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature

2) Observe the tube manufacturer's instructions.

12) Compensation insert. For handling see chapter "Loading the rotor".

13) Balance weights set (4566) available. For handling see chapter "Loading the rotor".

14) Insert with slots for straps for fixing the blood bags

4176		SK 06.07 + 5629								
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM) 60000 (4000 RPM) 80000 (3500 RPM)										
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 RPM), 60000 (4000 RPM), 80000 (3500 RPM)								
		max. Beladung / max. load: 700 g ---								
		4626 								
		MTP	MTP	MS	CP	DWP	Microtest- platten / plate Terasaki	QP	---	
									---	
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	86x128x15	86x128x17,5	86x128x46	86x128x22	86x128x44,5	59x84x11	86x128x83	---	
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		36	30	6	24	6	12	6	---	
Drehzahl / speed	RPM								4500	---
RZB / RCF	²⁾								5139	---
Radius / radius	mm								227	---
 9 (97%)	sec								125	---
 9	sec								197	---
Temperatur / temperature	°C ¹⁾								-3	---

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.








MTP Mikrotiterplatte /
Microtitre plate


CP Kulturplatte /
Culture plate















DWP Deep Well Platte /
Deep well plate

MS Micronic System /
Micronic system

QP Filterplatte /
Filter plate


4176		SK 06.07 + 5629							
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM) 60000 (4000 - 3501 RPM) 80000 (3500 - 50 RPM)									
		max. Laufzyklen / max. cycles: 30000 (4500 - 4001 RPM), 60000 (4000 - 3501 RPM), 80000 (3500 - 50 RPM)							
		max. Beladung / max. load: 700 g ---							
		4626 + 1485 							
		PCR-Platte 96-fach / PCR-plate 96 times	PCR-Strips	---	---	---	---	---	---
				---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	---	8 x 0,2	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions TxBxH / DxWxH	mm	82x124x20	---	---	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	72	---	---	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	4500	---	---	---	---	---	---	---
RZB / RCF	²⁾	5139	---	---	---	---	---	---	---
Radius / radius	mm	227	---	---	---	---	---	---	---
 9 (97%)	sec	125	---	---	---	---	---	---	---
 9	sec	197	---	---	---	---	---	---	---
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 3	---	---	---	---	---	---	---















4570		---							
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 15000 Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾		---							

		---	5641	5642	5643	5644			
		---							
		5127	---	---	---	---	---	---	
		 8)					 + 	 8)	
Kapazität / capacity	ml	250	10	30	25	50	85	94	94
Maße / dimensions Ø x L	mm	61,5 x 122	16 x 80	26 x 95	24 x 100	29 x 107	38 x 106	38 x 110	38 x 102
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	48	18		6	6		
Drehzahl / speed	RPM	6000							
RZB / RCF	²⁾	5594	5353	5152		4830	4910		
Radius / radius	mm	139	133	128		120	122		
 9 (97%)	sec	64							
 9	sec	69							
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	- 16							

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.
- 8) Bei Temperaturen über 40 °C und/oder geringer Befüllung der Gefäße können sich diese verformen.
- 9) Nach DIN EN 61010, Teil 2 – 020. Die Hinweise für Bio-Sicherheitssysteme in den Kapiteln "Sicherheitshinweise" und "Pflege und Wartung" beachten.







- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.
- 8) At temperatures above 40 °C and/or poor filling of the tubes, these can go out of shape.
- 9) In conformity with DIN EN 61010, part 2 – 020. Observe the notes for bio safety systems in chapters "Notes on safety" and "Maintenance and servicing".







4570		---					
Winkelrotor 6-fach / Angle rotor 6-times  $\angle 25^\circ$	---						
	max. Laufzyklen / max. cycles: 15000						
Hülsen / reduction (6x inclusive) max. Laufzyklen: 15000 einsetzbar bis / usable until: 5 Jahre / year mit Bioabdichtung / with bio-containment ⁹⁾	---						
	max. Laufzyklen: 15000						
Kapazität / capacity	ml	15	15	15	50	---	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	17 x 100	17 x 100	17 x 120	29 x 115	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		42		30	6	---	---
Drehzahl / speed	RPM	6000			---		
RZB / RCF	²⁾	5313	5152	4830	---	---	---
Radius / radius	mm	132	128	120	---	---	---
9 (97%)	sec	64			---	---	---
9	sec	69			---	---	---
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	- 16			---	---	---

SK 48.06-35		SK 48.06-36						---	
Ausschwingrotor 4-fach / Swing out rotor 4-times  $\angle 90^\circ$							---		
	max. Laufzyklen: 30000 2800 RPM max. load 1300g 1000 RPM max. load 2300g						---		
---		---						---	
		SK 48.06-3	SK 48.06-4	SK 48.06-7	SK 48.06-11	SK 48.06-12	SK 48.06-13	---	---
								---	---
		Kartusche	Kartusche	Kartusche	Kartusche	Kartusche	Kartusche	---	---
								---	---
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions $\varnothing \times L$	mm	18,5 x 91	25,5 x 118	42,5 x 186	18,65 x 95,6	25,6 x 122,4	26 x 180,4	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		28	16	8	28	12	12	---	---
Drehzahl / speed	RPM	2800						---	
RZB / RCF	²⁾	2375	2375	2323	2375	2375	2375	---	---
Radius / radius	mm	271	271	265	271	271	271	---	---
9 (97%)	sec	---						---	
9	sec	---						---	
Temperatur / temperature	$^\circ\text{C}$ ¹⁾	7						---	

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
- 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
- 2) Observe the tube manufacturer's instructions.

SK 08.09	SK 08.09-5	---		---		---	
Ausschwingrotor 2-fach / Swing out rotor 2-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 100000		---	---	---	---	---	---
	max. Laufzyklen / max. cycles: 20000 max. Beladung / max. load: 1915g	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	SK 08.09-4	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---
	STIWA-Rack	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L	mm	22 x 60 x 220	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		10	---	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	3520	---				
RZB / RCF	²⁾	2812	---	---	---	---	---
Radius / radius	mm	203	---	---	---	---	---
 9 (97%)	sec	82	---				
 9	sec	137	---				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	---	---				

SK 48.08-1	SK 48.08	---		---		---	
Ausschwingrotor 6-fach / Swing out rotor 6-times  max. Laufzyklen / max. cycles: 30000		---	---	---	---	---	---
	max. Laufzyklen / max. cycles: 50000 max. Beladung / max. load: 1130g	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	SK 48.08-2	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---
	Nashua Kits	---	---	---	---	---	---
		---	---	---	---	---	---
Kapazität / capacity	ml	---	---	---	---	---	---
Maße / dimensions Ø x L	mm	86 x 128 x 44,5	---	---	---	---	---
Anzahl p. Rotor / number p. rotor		6	---	---	---	---	---
Drehzahl / speed	RPM	3400	---				
RZB / RCF	²⁾	3270	---	---	---	---	---
Radius / radius	mm	253	---	---	---	---	---
 9 (97%)	sec	---	---				
 9	sec	---	---				
Temperatur / temperature	°C ¹⁾	---	---				

- 1) Tiefste erreichbare Temperatur bei maximaler Drehzahl, 1 h Laufzeit und 20°C Raumtemperatur
 2) Angaben des Röhrchenherstellers beachten.

- 1) Lowest possible temperature during maximum speed, 1 h running time and 20°C ambient temperature
 2) Observe the tube manufacturer's instructions.