

HETTICH PRODUKTPORTFOLIO



HANDZENTRIFUGE

- Stromunabhängig
- Wartungsfrei
- Einfache Befestigung
- Zwei Rotoren zur Auswahl (90° oder 50°)



Max. RPM	3.000 min ⁻¹
Max. RCF	1.298
Max. Kapazität	4 x 15 ml
Gewicht (ca.)	0,9 kg
Bestell-Nr.	1011

EBA 200 | 200 S

- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Inklusive 8-fach Winkelrotor
- Geräuschpegel: 50 dB(A)
- Impuls-Taste für Kurzzeit-Zentrifugation



Max. RPM	6.000 min ⁻¹ 8.000 min ⁻¹
Max. RCF	3.461 6.153
Max. Kapazität	8 x 15 ml
Gewicht (ca.)	9 kg 11 kg
Bestell-Nr.	1800 1802

EBA 270

- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Inklusive 6-fach Ausschwingrotor
- Geräuschpegel: 51 dB(A)
- Impuls-Taste für Kurzzeit-Zentrifugation



Max. RPM	4.000 min ⁻¹
Max. RCF	2.254
Max. Kapazität	6 x 15 ml
Gewicht (ca.)	14 kg
Bestell-Nr.	2300

EBA 280 | 280 S

- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Kleinenzentrifuge mit Rotorschnellwechselsystem
- 6 Rotoren zur Auswahl
- 9 Programmspeicherplätze



Max. RPM	6.000 min ⁻¹
Max. RCF	4.146 5.071
Max. Kapazität	6 x 50 ml
Gewicht (ca.)	12 kg
Bestell-Nr.	1101 1102

HAEMATOKRIT 200

- IVD-konform gemäß 98/79/EG
- Inklusive 12-fach Scheibenrotor
- Hämatokritbestimmung in 7 min.
- Kompakt und leistungsstark
- Geräuschpegel: 56 dB(A)



Max. RPM	13.000 min ⁻¹
Max. RCF	16.060
Max. Kapazität	24 Kapillaren
Gewicht (ca.)	10 kg
Bestell-Nr.	1801

MIKRO 185

- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Kompakte, leistungsstarke Mikroliterzentrifuge
- 4 Rotoren zur Auswahl
- Geräuschpegel: 54 dB(A) mit Rotor 1252-A



Max. RPM	14.000 min ⁻¹
Max. RCF	18.845
Max. Kapazität	24 x 2 ml
Gewicht (ca.)	11 kg
Bestell-Nr.	1203

MIKRO 200 | 200 R

- 4 Rotoren zur Auswahl
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- 4 Programmspeicherplätze
- Impuls-Taste für die Kurzzeit-Zentrifugation



Max. RPM	15.000 min ⁻¹
Max. RCF	21.382
Max. Kapazität	30 x 2 ml
Gewicht (ca.)	11,5 kg 28 kg
Bestell-Nr.	2400 2405

MIKRO 220 | 220 R

- 8 Rotoren zur Auswahl
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- 9 Programmspeicherplätze
- Impuls-Taste für die Kurzzeit-Zentrifugation



Max. RPM	18.000 min ⁻¹
Max. RCF	31.514
Max. Kapazität	60 x 2 ml
Gewicht (ca.)	21 kg 42 kg
Bestell-Nr.	2200 2205

ROTOFIX 32 A

- 9 Rotoren zur Auswahl
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Geräuschpegel: 52 dB(A) mit Rotor 1628
- Impuls-Taste für Kurzzeit-Zentrifugation



Max. RPM	6.000 min ⁻¹
Max. RCF	4.226
Max. Kapazität	4 x 100 ml
Gewicht (ca.)	23 kg
Bestell-Nr.	1206

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Geräuschpegel: 48 dB(A) mit Rotor 1611
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- 18 Rotoren zur Auswahl
- 9 individuelle An- und 10 Auslaufstufen



Max. RPM	16.000 min ⁻¹
Max. RCF	24.900
Max. Kapazität	4 x 200 ml
Gewicht (ca.)	31 kg 52 kg
Bestell-Nr.	1401 1406

ROTINA 380 | 380 R

- 8 Rotoren zur Auswahl
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- 98 Programmspeicherplätze
- 9 individuelle An- und 10 Auslaufstufen



Max. RPM	15.000 min ⁻¹
Max. RCF	24.400
Max. Kapazität	4 x 290 ml
Gewicht (ca.)	51 kg 81 kg
Bestell-Nr.	1701 1706

ROTINA 420 | 420 R

- 5 Rotoren zur Auswahl
- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- 9 individuelle An- und 10 Auslaufstufen
- 98 Programmspeicherplätze



Max. RPM	15.000 min ⁻¹
Max. RCF	24.400
Max. Kapazität	4 x 600 ml
Gewicht (ca.)	75 kg 108 kg
Bestell-Nr.	4701 4706

ROTANTA 460 | 460 R

- Medizinprodukt gemäß (EU) 2017/745
- 8 Rotoren zur Auswahl
- 9 individuelle An- und 19 Auslaufstufen
- 98 Programmspeicherplätze



Max. RPM	15.000 min ⁻¹
Max. RCF	24.400
Max. Kapazität	4 x 750 ml
Gewicht (ca.)	101 kg 141 kg
Bestell-Nr.	5650 5660

ROTOFIX 46 | 46 H

- Robuste & vielseitige Industriezentrifuge
- 4 Rotoren zur Auswahl
- ROTOFIX 46 H heizbar bis +90 °C
- Geräuschpegel: 38 dB(A) mit Rotor 4619



Max. RPM	4.000 min ⁻¹ 2.000 min ⁻¹
Max. RCF	3.095 984
Max. Kapazität	4 x 290 ml 4 x 100 ml
Gewicht (ca.)	60 kg
Bestell-Nr.	4600 4600-50

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Medizinprodukt gemäß (EU) 2017/745
- 8 Rotoren zur Auswahl
- 9 individuelle An- und 19 Auslaufstufen
- 98 Programmspeicherplätze



Max. RPM	15.000 min ⁻¹
Max. RCF	24.400
Max. Kapazität	4 x 750 ml
Gewicht (ca.)	140 kg 164 kg
Bestell-Nr.	5670 5675

ROTIXA 500 RS

- Medizinprodukt gemäß (EU) 2017/745
- 5 Rotoren zur Auswahl
- 89 Programmspeicherplätze
- 9 individuelle An- und 19 Auslaufstufen



Max. RPM	11.500 min ⁻¹
Max. RCF	18.038
Max. Kapazität	4 x 1.000 ml
Gewicht (ca.)	ca. 219 kg
Bestell-Nr.	4950

ROTO SILENTA 630 RS

- Medizinprodukt gemäß (EU) 2017/745
- 3 Rotoren zur Auswahl
- 89 Programmspeicherplätze
- 9 individuelle An- und 19 Auslaufstufen



Max. RPM	6.000 min ⁻¹
Max. RCF	6.520
Max. Kapazität	6 x 2.000 ml
Gewicht (ca.)	ca. 355 kg
Bestell-Nr.	5005

ROTOLAVIT II

- IVDR-konform gemäß (EU) 2017/746
- Automatische Waschzentrifuge für serologische Tests
- 2 Rotoren zur Auswahl
- Einfache Bedienung durch intuitiven Touchscreen



Max. RPM	3.500 min ⁻¹
Max. RCF	1.438
Max. Kapazität	24 x 5 ml
Gewicht (ca.)	24,5 kg
Bestell-Nr.	1008-00

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Inkubator mit einem Temperaturbereich von 1 K (°C) über Umgebung bis + 65 °C
- Touchscreen mit intuitiver Bedienung
- Konstante und homogene Temperierung
- Maximaler validierter Nutzraum auf kleinster Fläche



Maße	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Innenvolumen	150 l 310 l 520 l
Valid. Nutzraum	82 l 199 l 351 l
Gewicht (ca.)	92 kg 117 kg 164 kg
Bestell-Nr.	62000 64000 66000

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Kühlinkubator mit einem Temperaturbereich von 0 °C bis + 65 °C
- Touchscreen mit individuellen Einstellungen wie Wochenprogrammierung mit Feiertagsfunktion u.v.m.
- Konstante und homogene Temperierung



Maße	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Innenvolumen	150 l 310 l 520 l
Valid. Nutzraum	82 l 199 l 351 l
Gewicht (ca.)	103 kg 128 kg 175 kg
Bestell-Nr.	62005 64005 66005

Auch ohne IVDR erhältlich.

ZENTRIMIX 380 R

- Innovative Dual-Zentrifuge
- Effizientes Homogenisieren, mischen und mahlen mit nur einem Gerät
- Auch als gekühlte Standardzentrifuge verwendbar



Max. RPM	2.500 min ⁻¹
Max. RCF	1.048
Max. Kapazität	6 x 50 ml
Gewicht (ca.)	81,5 kg
Bestell-Nr.	3200

SPEZIELLES ZUBEHÖR

- HettInfo II – Dokumentationssystem für Blutbanken
- Blutbank Zubehör
- Zytologie Zubehör
- Inkubatoren Zubehör
- Rollcontainer



AUTOMATISIERTE ZENTRIFUGEN

- Über 25 Jahre Erfahrung und Marktführerschaft im Bereich von automatisierten Zentrifugen
- 4 Modelle in unterschiedlichen Größen erhältlich
- Umfangreiches Standardzubehör



In Deutschland entwickelt und hergestellt



Ø Produktlebensdauer von über 10 Jahren



Ersatzteile und Service für viele Betriebsjahre



Persönliche und schnelle Beratung



Rundum geprüfte und zertifizierte Produkte