

GAMA DE PRODUCTOS HETTICH



CENTRÍFUGA MANUAL

- No requiere electricidad
- Sin mantenimiento
- Dos rotores a elegir (90° ó 50°)
- Dispositivo de aseguramiento para facilitar montaje



RPM máx.	3,000 min ⁻¹
RCF máx.	1,298
Capacidad máx.	4 x 15 ml
Peso (aprox.)	0.9 kg
N° referencia	1011

EBA 200 | 200 S

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Centrífuga pequeña incluye rotor de ángulo fijo de 8 posiciones
- Nivel de ruido: 50 dB(A) (EBA 200)
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.. RPM	6,000 min ⁻¹ 8,000 min ⁻¹
RCF máx.	3,461 6,153
Capacidad máx.	8 x 15 ml
Peso (aprox.)	9 kg 11 kg
N° referencia	1800 1802

EBA 270

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Centrífuga pequeña, incluye rotor oscilante de 6 posiciones
- Nivel de ruido: 51 dB(A)
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.	4,000 min ⁻¹
RCF máx.	2,254
Capacidad máx.	6 x 15 ml
Peso (aprox.)	14 kg
N° referencia	2300

EBA 280 | 280 S

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Centrífuga pequeña con sistema rápido de cambio de rotor
- 6 rotores a elegir
- 9 memorias de programa



RPM máx.	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	4,146 5,071
Capacidad máx.	6 x 50 ml
Peso (aprox.)	12 kg
N° referencia	1101 1102

HAEMATOKRIT 200

- IVD-conform según 98/79/EC
- Determinación del hematocrito en solo 7 minutos
- Compacta y de alto desempeño
- Nivel de ruido: 56 dB(A)



RPM máx.	13,000 min ⁻¹
RCF máx.	16,060
Capacidad máx.	24 capilares
Peso (aprox.)	10 kg
N° referencia	1801

MIKRO 185

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Compacta y de alto desempeño
- 4 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 54 dB(A) con rotor 1252-A



RPM máx.	14,000 min ⁻¹
RCF máx.	18,845
Capacidad máx.	24 x 2 ml
Peso (aprox.)	11 kg
N° referencia	1203

MIKRO 200 | 200 R

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- 4 rotores a elegir
- 4 memorias de programa
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	21,382
Capacidad máx.	30 x 2 ml
Peso (aprox.)	11.5 kg 28 kg
N° referencia	2400 2405

MIKRO 220 | 220 R

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- 8 rotores a elegir
- 9 memorias de programa
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.	18,000 min ⁻¹
RCF máx.	31,514
Capacidad máx.	60 x 2 ml
Peso (aprox.)	21 kg 42 kg
N° referencia	2200 2205

ROTOFIX 32 A

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- 9 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 52 dB(A) con rotor 1628
- Tecla de pulso para ciclos cortos



RPM máx.	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	4,226
Capacidad máx.	4 x 100 ml
Peso (aprox.)	23 kg
N° referencia	1206

UNIVERSAL 320 | 320 R

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Nivel de ruido: 48 dB(A) con rotor 1611
- 18 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 10 rampas de frenado



RPM máx.	16,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,900
Capacidad máx.	4 x 200 ml
Peso (aprox.)	31 kg 52 kg
N° referencia	1401 1406

ROTINA 380 | 380 R

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- 8 rotores a elegir
- 98 memorias de programa
- 9 rampas de aceleración y 10 rampas de frenado



RPM máx.	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400
Capacidad máx.	4 x 290 ml
Peso (aprox.)	51 kg 81 kg
N° referencia	1701 1706

ROTINA 420 | 420 R

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- 5 rotores a elegir
- 98 program storage memories
- 9 etapas individuales de arranque y 10 de frenado



RPM máx.	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400
Capacidad máx.	4 x 600 ml
Peso (aprox.)	75 kg 108 kg
N° referencia	4701 4706

ROTANTA 460 | 460 R

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 8 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400
Capacidad máx.	4 x 750 ml
Peso (aprox.)	101 kg 141 kg
N° referencia	5650 5660

ROTOFIX 46 | 46 H

- Robusta centrífuga industrial
- ROTOFIX 46 H con calentamiento, rango de +10 hasta 90 °C
- 4 rotores a elegir
- Nivel de ruido: 38 dB (A) con rotor 4619



RPM máx.	4,000 min ⁻¹ 2,000 min ⁻¹
RCF máx.	3,095 984
Capacidad máx.	4 x 290 ml 4 x 100 ml
Peso (aprox.)	60 kg
N° referencia	4600 4600-50

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 8 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	15,000 min ⁻¹
RCF máx.	24,400
Capacidad máx.	4 x 750 ml
Peso (aprox.)	140 kg 164 kg
N° referencia	5670 5675

ROTIXA 500 RS

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 5 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	11,500 min ⁻¹
RCF máx.	18,038
Capacidad máx.	4 x 1,000 ml
Peso (aprox.)	ca. 219 kg
N° referencia	4950

ROTO SILENTA 630 RS

- Dispositivo Médico según (EU) 2017/745
- 3 rotores a elegir
- 9 rampas de aceleración y 19 rampas de frenado
- 98 memorias de programa



RPM máx.	6,000 min ⁻¹
RCF máx.	6,520
Capacidad máx.	6 x 2,000 ml
Peso (aprox.)	ca. 355 kg
N° referencia	5005

ROTOLAVIT II

- IVDR-conform según (EU) 2017/746
- Sistema automático de lavado de células para pruebas serológicas
- 2 rotores a elegir
- Fácil operación con pantalla táctil intuitiva



RPM máx.	3,500 min ⁻¹
RCF máx.	1,438
Capacidad máx.	24 x 5 ml
Peso (aprox.)	24,5 kg
N° referencia	1008-00

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Máximo espacio validable en la menor superficie posible
- Temperatura desde 1 K (°C) por encima de la temperatura ambiente hasta + 65 °C
- Pantalla táctil intuitiva de 4.3 pulgadas
- Control de temperatura constante y homogéneo



Dimensiones	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Volumen interior	150 l 310 l 520 l
Espacio útil	82 l 199 l 351 l
Peso (aprox.)	92 kg 117 kg 164 kg
N° referencia	62000 64000 66000

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Incubadora refrigerada con un rango de temperatura de 0 °C a + 65 °C
- Pantalla táctil intuitiva de 4.3 pulgadas
- Programación semanal con función de vacaciones
- Control de temperatura constante y homogéneo



Dimensiones	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Volumen interior	150 l 310 l 520 l
Espacio útil	82 l 199 l 351 l
Peso (aprox.)	103 kg 128 kg 175 kg
N° referencia	62005 64005 66005

También disponible sin IVDR.

ZENTRIMIX 380 R

- Innovadora centrifugadora doble
- Homogenización, mezcla y trituración en un dispositivo
- Se puede utilizar también como centrífuga refrigerada



RPM máx.	2,500 min ⁻¹
RCF máx.	1,048
Capacidad máx.	6 x 50 ml
Peso (aprox.)	81.5 kg
N° referencia	3200

ACCESORIOS ESPECIALES

- Hettinfo II - Sistema de documentación para Banco de sangre
- Accesorios para bancos de sangre
- Accesorios de citología
- Accesorios de incubadoras
- Contenedor con ruedas



CENTRÍFUGAS AUTOMATIZADAS

- Más de 25 años de experiencia y liderazgo en el mercado de centrifugas robóticas
- 4 modelos disponibles en diferentes tamaños
- Numerosos accesorios estándar



Desarrollado y fabricado en Alemania



Ø Vida útil de mas de 10 años



Repuestos y servicio disponible por hasta 10 años



Asistencia personal y rápida



Productos totalmente probados y certificados