

GAMME DE PRODUITS HETTICH



CENTRIFUGEUSE MANUELLE

- Légère, portable et compacte
- Mécanisme auto lubrifiant
- Ne nécessite aucun entretien
- Deux rotors au choix (90° ou 50°)



RPM max.	3.000 min ⁻¹
ACR max.	1.298
Capacité max.	4 x 15 ml
Poids (env.)	0,9 kg
Réf.	1011

EBA 200 | 200 S

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec rotor angulaire 8 places inclus
- Niveau sonore : 50 dB(A) (EBA 200)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	6.000 min ⁻¹ 8.000 min ⁻¹
ACR max.	3.461 6.153
Capacité max.	8 x 15 ml
Poids (env.)	9 kg 11 kg
Réf.	1800 1802

EBA 270

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec rotor libre 6 places inclus
- Niveau sonore: 51 dB(A)
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	4.000 min ⁻¹
ACR max.	2.254
Capacité max.	6 x 15 ml
Poids (env.)	14 kg
Réf.	2300

EBA 280 | 280 S

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Petite centrifugeuse avec changement de rotor rapide
- 6 rotors disponibles
- 9 programmes



RPM max.	6.000 min ⁻¹
ACR max.	4.146 5.071
Capacité max.	6 x 50 ml
Poids (env.)	12 kg
Réf.	1101 1102

HAEMATOKRIT 200

- Conforme IVD selon la norme 98/79/EC
- Détermination des hématocrites en seulement 7 minutes
- Centrifugeuse hématocrite compacte et puissante



RPM max.	13.000 min ⁻¹
ACR max.	16.060
Capacité max.	24 capillaires
Poids (env.)	10 kg
Réf.	1801

MIKRO 185

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Microcentrifugeuse compacte et puissante
- 4 rotors au choix
- Niveau sonore: 45 dB(A) avec rotor 1252-A



RPM max.	14.000 min ⁻¹
ACR max.	18.845
Capacité max.	24 x 2 ml
Poids (env.)	11 kg
Réf.	1203

MIKRO 200 | 200 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 4 rotors au choix
- 4 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	15.000 min ⁻¹
ACR max.	21.382
Capacité max.	30 x 2 ml
Poids (env.)	11,5 kg 28 kg
Réf.	2400 2405

MIKRO 220 | 220 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 programmes
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	18.000 min ⁻¹
ACR max.	31.514
Capacité max.	60 x 2 ml
Poids (env.)	21 kg 42 kg
Réf.	2200 2205

ROTOFIX 32 A

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 9 rotors au choix
- Niveau sonore: 52 dB(A) avec rotor 1628
- Touche impuls pour centrifugation de courte durée



RPM max.	6.000 min ⁻¹
ACR max.	4.226
Capacité max.	4 x 100 ml
Poids (env.)	23 kg
Réf.	1206

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 18 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- Niveau sonore: 48 dB(A) avec rotor 1611



RPM max.	16.000 min ⁻¹
ACR max.	24.900
Capacité max.	4 x 200 ml
Poids (env.)	31 kg 52 kg
Réf.	1401 1406

ROTINA 380 | 380 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 8 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes



RPM max.	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400
Capacité max.	4 x 290 ml
Poids (env.)	51 kg 81 kg
Réf.	1701 1706

ROTINA 420 | 420 R

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- 5 rotors au choix
- 9 rampes d'accélération et 10 de freinage
- 98 programmes



RPM max.	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400
Capacité max.	4 x 600 ml
Poids (env.)	75 kg 108 kg
Réf.	4701 4706

ROTANTA 460 | 460 R

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400
Capacité max.	4 x 750 ml
Poids (env.)	101 kg 141 kg
Réf.	5650 5660

ROTOFIX 46 | 46 H

- Centrifugeuse industrielle robuste et polyvalente
- Niveau sonore : 38 dB(A) (rotor 4619)
- 4 rotors au choix
- Modèle 46 H chauffant jusqu'à +90° C



RPM max.	4.000 min ⁻¹ 2.000 min ⁻¹
ACR max.	3.095 984
Capacité max.	4 x 290 ml 4 x 100 ml
Poids (env.)	60 kg
Réf.	4600 4600-50

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 8 rotors au choix
- 98 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	15.000 min ⁻¹
ACR max.	24.400
Capacité max.	4 x 750 ml
Poids (env.)	140 kg 164 kg
Réf.	5670 5675

ROTIXA 500 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 5 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	11.500 min ⁻¹
ACR max.	18.038
Capacité max.	4 x 1.000 ml
Poids (env.)	ca. 219 kg
Réf.	4950

ROTO SILENTA 630 RS

- Dispositif médical selon (EU) 2017/745
- 3 rotors au choix
- 89 programmes
- 9 rampes d'accélération et 19 de freinage



RPM max.	6.000 min ⁻¹
ACR max.	6.520
Capacité max.	6 x 2.000 ml
Poids (env.)	ca. 355 kg
Réf.	5005

ROTOLAVIT II

- Conforme IVDR selon (EU) 2017/746
- Lave-cellule automatique pour tests sérologiques
- 2 rotors au choix
- Programmation aisée sur écran tactile



RPM max.	3.500 min ⁻¹
ACR max.	1.438
Capacité max.	24 x 5 ml
Poids (env.)	24,5 kg
Réf.	1008-00

HETTCUBE 200 | 400 | 600

- Incubateur avec une plage de température de 1 K (°C) supérieure à la température ambiante jusqu'à +65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive et réglages individuels
- Contrôle de la température constant et homogène par un flux d'air doux



Dimensions	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l 310 l 520 l
Volume utile validé	82 l 199 l 351 l
Poids (env.)	92 kg 117 kg 164 kg
Réf.	62000 64000 66000

HETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Incubateur réfrigéré avec une plage de température de 0 °C à + 65 °C
- Ecran tactile à commande intuitive avec programmation hebdomadaire et fonction jours fériés
- Espace utilisable maximum validé sur faible empreinte au sol




Dimensions	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
Volume intérieur	150 l 310 l 520 l
Volume utile validé	82 l 199 l 351 l
Poids (env.)	103 kg 128 kg 175 kg
Réf.	62005 64005 66005

Également disponible comme modèle à usage général.

ZENTRIMIX 380 R

- Centrifugeuse double innovante
- Homogénéisation, mélange et broyage efficaces et de meuler avec un seul appareil
- Peut également être utilisée comme une centrifugeuse standard refroidie



RPM max.	2.500 min ⁻¹
ACR max.	1.048
Capacité max.	6 x 50 ml
Poids (env.)	81,5 kg
Réf.	3200

ACCESSOIRES

- HettInfo II – Système de documentation pour les banques de sang
- Accessoires banque de sang
- Accessoires application cytologie
- Accessoires pour incubateurs
- Meubles à roulettes



CENTRIFUGEUSES ROBOTIQUE

- Plus de 25 ans d'expérience et de leadership sur le marché dans le domaine des centrifugeuses automatisées
- 4 modèles disponibles en différentes tailles
- Vaste gamme d'accessoires standard



Développé et fabriqué en Allemagne



Ø Durée de vie du plus de 10 ans



Pièces de rechange et service pendant de nombreuses années



Conseils personnels et rapides



Entièrement testé et produits certifiés