

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ HETTICH



РУЧНАЯ ЦЕНТРИФУГА

- Не требует электричества
- Не требует технического обслуживания
- Выбор из 2 роторов
- Зажимное устройство для простого крепления к столу



макс. RPM	3,000 мин ⁻¹
макс. RCF	1,298
макс. вместимость	4 x 15 мл
вес	0,9 кг
Кат.№	1011

EVA 200 | 200 S

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Малая центрифуга с 8-местным угловым ротором
- Макс. уровень шума ≤ 50 дБ(А)
- Кнопка Impulse для режима коротких циклов



макс. RPM	6,000 мин ⁻¹ 8,000 мин ⁻¹
макс. RCF	3,461 6,153
макс. вместимость	8 x 15 мл
вес	9 кг 11 кг
Кат.№	1800 1802

EVA 270

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Малая центрифуга с 6-местным горизонтальным ротором
- Макс. уровень шума 51 дБ(А)
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



макс. RPM	4,000 мин ⁻¹
макс. RCF	2,254
макс. вместимость	6 x 15 мл
вес	14 кг
Кат.№	2300

EVA 280 | 280 S

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Малая центрифуга с системой быстрой смены роторов
- Выбор из 6 роторов
- 9 сохраняемых программ



макс. RPM	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	4,146 5,071
макс. вместимость	6 x 50 мл
вес	12 кг
Кат.№	1101 1102

НАЕМАТОКРИТ 200

- Определение гематокрита за 7 минут
- Соответствие IVD согласно 98/79/ЕС
- Макс. уровень шума 56 дБ(А) с ротором 2056
- Компактная, высокопроизводительная центрифуга



макс. RPM	13,000 мин ⁻¹
макс. RCF	16,060
макс. вместимость	24 капилляра
вес	10 кг
Кат.№	1801

МИКРО 185

- Компактная, мощная центрифуга для микрообъёмов
- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Макс. уровень шума 54 дБ(А) с ротором 1252-A



макс. RPM	14,000 мин ⁻¹
макс. RCF	18,845
макс. вместимость	24 x 2 мл
вес	11 кг
Кат.№	1203

МИКРО 200 | 200 R

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 3 роторов
- 4 сохраняемых программ
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



макс. RPM	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	21,382
макс. вместимость	30 x 2 мл
вес	11,5 кг 28 кг
Кат.№	2400 2405

МИКРО 220 | 220 R

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 7 роторов
- 9 сохраняемых программ
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



макс. RPM	18,000 мин ⁻¹
макс. RCF	31,514
макс. вместимость	60 x 2 мл
вес	21 кг 42 кг
Кат.№	2200 2205

ROTOFIX 32 A

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 9 роторов
- Макс. уровень шума 52 дБ(А) с ротором 1628
- Кнопка Impuls для режима коротких циклов



макс. RPM	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	4,226
макс. вместимость	4 x 100 мл
вес	23 кг
Кат.№	1206

UNIVERSAL 320 | 320 R

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 18 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения
- Макс. уровень шума 48 дБ(А) с ротором 1611



макс. RPM	16,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,900
макс. вместимость	4 x 200 мл
вес	31 кг 52 кг
Кат.№	1401 1406

ROTINA 380 | 380 R

- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 8 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения
- 98 сохраняемых программ



макс. RPM	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400
макс. вместимость	4 x 290 мл
вес	51 кг 81 кг
Кат.№	1701 1706

ROTINA 420 | 420 R

- 9 независимых профилей разгона и 10 профилей торможения
- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 5 роторов
- 98 сохраняемых программ



макс. RPM	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400
макс. вместимость	4 x 600 мл
вес	75 кг 108 кг
Кат.№	4701 4706



ROTANTA 460 | 460 R


- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения
- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 8 роторов
- 98 сохраняемых программ



макс. RPM	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400
макс. вместимость	4 x 750 мл
вес	101 кг 141 кг
Кат.№	5650 5660

ROTOFIX 46 | 46 H

- ROTOFIX 46 H с нагревом до + 90 °С
- Надежная настольная центрифуга для различных методик
- Выбор из 4 роторов
- Макс. уровень шума 38 дБ(А) с ротором 4619



макс. RPM	4,000 мин ⁻¹ 2,000 мин ⁻¹
макс. RCF	3,095 984
макс. вместимость	4 x 290 мл 4 x 100 мл
вес	60 кг
Кат.№	4600 4600-50

ROTANTA 460 RC | 460 RF

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 8 роторов
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения
- 98 сохраняемых программ



макс. RPM	15,000 мин ⁻¹
макс. RCF	24,400
макс. вместимость	4 x 750 мл
вес	140 кг 164 кг
Кат.№	5670 5675

ROTIKA 500 RS

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 5 роторов
- 89 сохраняемых программ
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения



макс. RPM	11,500 мин ⁻¹
макс. RCF	18,038
макс. вместимость	4 x 1,000 мл
вес	са. 219 кг
Кат.№	4950

ROTO SILENTA 630 RS

- Медицинское изделие согласно директиве (ЕС) 2017/745
- Выбор из 3 роторов
- 89 сохраняемых программ
- 9 независимых профилей разгона и 19 профилей торможения



макс. RPM	6,000 мин ⁻¹
макс. RCF	6,520
макс. вместимость	6 x 2,000 мл
вес	са. 355 кг
Кат.№	5005

ROTOLAVIT II

- Интуитивно понятный сенсорный экран
- Соответствие IVDR согласно (ЕС) 2017/746
- Выбор из 2 роторов
- Автоматическая система отмывки клеток для серологических исследований



макс. RPM	3,500 мин ⁻¹
макс. RCF	1,438
макс. вместимость	24 x 5 мл
вес	24,5 кг
Кат.№	1008-00

NETTCUBE 200 | 400 | 600

- Равномерное и однородное распределение температуры, благодаря мягкому воздушному потоку
- Инкубатор с диапазоном температур + 1 °С выше окружающей среды до + 65 °С
- Максимум полезного пространства при малой занимаемой площади



внешние габариты	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
внутренний объем	150 л 310 л 520 л
полезный объем	82 л 199 л 351 л
вес	92 кг 117 кг 164 кг
Кат.№	62000 64000 66000

NETTCUBE 200 R | 400 R | 600 R

- Равномерное и однородное распределение температуры
- Инкубатор с охлаждением, диапазон температур от 0 °С до + 65 °С
- Функция настройки снижения температуры в выходные и праздничные дни
- Сенсорный экран 4.3 дюйма



внешние габариты	710 x 825 x 970 710 x 825 x 1425 710 x 825 x 1990
внутренний объем	150 л 310 л 520 л
полезный объем	82 л 199 л 351 л
вес	103 кг 128 кг 175 кг
Кат.№	62005 64005 66005

Также доступна модель общего назначения.

ZENTRIMIX 380 R

- Возможно использование в качестве центрифуги с охлаждением
- Инновационная технология
- Гомогенизация, смешивание и измельчение в одном устройстве



макс. RPM	2,500 мин ⁻¹
макс. RCF	1,048
макс. вместимость	6 x 50 мл
вес	81.5 кг
Кат.№	3200

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- HettInfo II - система документации для банок крови
- Принадлежности для службы крови
- Цитологические принадлежности
- Принадлежности для инкубаторов
- Роликовые подставки



РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

- Доступны 4 модели разной производительности
- Лидер мирового рынка с более чем 25-летним опытом в автоматизации центрифугирования
- Широкий ассортимент стандартных принадлежностей



Разработано и произведено в Германии



Ø Срок службы продукции более 10 лет



Запасные части и сервис на долгие годы



Более 100 обученных партнеров по всему миру



Соответствие IVDR или MDR